

SPRAY REFRIGERANTE MENTA		
REFERENCIA	01925	
FABRICANTE / RESPONSABLE	PRISMAN GmbH. Otto-Hahn-Ring 6-18 64653 Lorsch Tel: +49 6251 866980-0	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, Reglamento 2017/745/UE.	
DESCRIPCIÓN	Con fragancia a menta, se aplica con precisión gracias a su aplicador especial que además permite ahorrar spray en cada aplicación.	
ESPECIFICACIONES	Fragancia Menta Enfría hasta - 35 ° C. Longitud de cánula: 4cm	
COMPOSICIÓN	Butano, propano, etanol.	
EMBALAJE	Botella de 200 mL.	
CADUCIDAD	3 años.	
FINALIDAD	Spray refrigerante para test de vitalidad pulpar y enfriamiento de pellets, losetas de vidrio, etc.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No fumar cerca. No perforar ni quemar, aun después del uso. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a los 50 °C.	
CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	Conservar en un lugar fresco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Conservar en un lugar fresco y seco en recipientes bien cerrados. Proteger del calor y de la luz solar directa. Almacenar en posición vertical.	

TECHNICAL DATA SHEET

COLD SPRAY MINT FLAVOUR		
REFERENCE	01925	
MANUFACTURER	PRISMAN GmbH. Otto-Hahn-Ring 6-18 64653 Lorsch Tel: +49 6251 866980-0	
CLASSIFICATION	Class I Medical Device, Regulation 2017/745/EU.	
DESCRIPTION	With mint fragrance, it is applied with precision thanks to its special applicator that also saves spray at each application.	
SPECIFICATION	Mint Fragrance Cools down to - 35° C. Cannula length: 4cm.	
COMPOSITION	Butane, propane, ethanol.	
PACKAGE	200 mL bottle.	
SHELF LIFE	3 years.	
INTENDED USE	Cooling spray for pulp vitality testing and cooling of pellets, glass tiles, etc.	
SAFETY INFORMATION	Keep away from heat, hot surfaces, sparks, flames and other sources of ignition. Do not smoke nearby. Do not pierce or burn, even after use. Do not spray on an open flame or other ignition source. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures above 50 °C.	
TRANSPORT AND STORAGE	Store in a cool place. Keep container tightly closed. Store in a cool, dry place in tightly closed containers. Protect from heat and direct sunlight. Store in an upright position.	