

FICHA TÉCNICA

PAPEL DE ARTICULAR PROCLINIC		
REFERENCIAS	0195: azul, grosor 200 µm 01952: rojo, grosor 200 µm	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG Raiffeisenstraße 30 89129 Langenau/Alemania	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según Reglamento 2017/745/UE.	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	El papel de articular para el control y verificación de la oclusión marca Proclinic ofrece una coloración progresiva de gran calidad que permite la perfecta visualización de los contactos prematuros. Presentado en caja dispensadora de plástico.	
ESPECIFICACIONES	- <u>Dimensiones:</u> 200 µ de espesor 22 mm x 110 mm o 18 mm x 50 mm - <u>Aspecto:</u> Bordes de corte lisos Apenas sobresalen fibras Intensidad de color homogéneo Espiral homogénea - <u>Color:</u> rojo o azul.	
ENVASE	Envases conteniendo 300 unidades (200 micras).	
VIDA ÚTIL	3 años.	
FINALIDAD PREVISTA	Marcar los contactos dentales en las restauraciones dentales para visualizar interferencias en las fuerzas masticatorias.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Producto de uso por los profesionales dentales. Este producto es bien conocido por el usuario y es seguro.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Conservar por debajo de 25°C. Proteger de la luz solar directa y de la humedad.	

TECHNICAL DATA SHEET

PROCLINIC ARTICULATING PAPER		
REFERENCES	0195: blue, thickness 200 µm. 01952: red, thickness 200 µm.	
MANUFACTURER	Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG Raiffeisenstraße 30 89129 Langenau/Alemania	
CLASSIFICATION	Class I Medical Device, according to Regulation 2017/745/EU.	
DESCRIPTION	Proclinic's articulating paper for the control and verification of occlusion offers a high-quality progressive staining that allows perfect visualization of premature contacts. Presented in a plastic dispenser box.	
SPECIFICATION	- Dimensions: 200 µ thickness 22 mm x 110 mm or 18 mm x 50 mm - Appearance: Smooth cut edges Hardly protruding fibers Homogeneous color intensity Homogeneous spiral - Color: red or blue.	
PRESENTATION	Packs containing 300 units (200 microns).	
SHELF LIFE	3 years.	
INTENDED USE	Mark tooth contacts on dental restorations to visualise interferences in masticatory forces.	
SECURITY INFORMATION	Product for use by dental professionals. This product is well known to the user and is safe.	
STORAGE AND TRANSPORT	Store below 25°C. Protect from direct sunlight and moisture.	