

FICHA TÉCNICA



PUNTAS INTRAORALES PROCLINIC	
REFERENCIA	78569: Puntas intraorales tipo 1 78624: Puntas intraorales tipo 4
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, conforme Reglamento (UE) 2017/745
DESCRIPCIÓN	Puntas intraorales para unir en puntas de mezcla marrones para mezclas 1:1.
ESPECIFICACIONES	Color y ratio: Blanco, 1:1
COMPOSICIÓN	Polipropileno
EMBALAJE	Envase conteniendo 100 unidades
VIDA ÚTIL	5 años desde la fecha de fabricación.
FINALIDAD PREVISTA	Uso profesional dental. Se utiliza junto con Puntas de Mezcla marrones 1:1 en tratamientos odontológicos para la aplicación de materiales de impresión dental dentro de la boca. De un solo uso.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar a temperatura ambiente, en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.

TECHNICAL DATA SHEET



PROCLINIC INTRAORAL TIPS	
REFERENCE	78569: Intraoral tips type 1 78624: Intraoral tips type 4
MANUFACTURER	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy
CLASSIFICATION	Medical Device, Class I, according to Regulation (UE) 2017/745
DESCRIPTION	Intraoral tips that fit in 1:1 mixing tips.
SPECIFICATIONS	Colour & Ratio: white, 1:1
COMPOSITION	Polypropylene
PACKAGING	Package containing 100 pieces
SHELF LIFE	5 years from the date of manufacture
INTENDED USE	For professional dental use. Used together with yellow mixing tips 1:1 to precisely deliver the mixture of dental impression materials to tiny specified areas in the mouth. For single use.
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store at room temperature, in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from moisture, and avoid excessive heat.