

FICHA TÉCNICA

ÁCIDO GRABADOR AZUL BESTDENT		
REFERENCIA	20490	
FABRICANTE / RESPONSABLE	J. Ripoll S.L. Rio Tiétar, 20 28119 Algete, Madrid (España)	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, según la Directiva 93/42/CEE.	
DESCRIPCIÓN	Gel de ácido grabador dental. Ácido fosfórico para uso por profesionales odontológicos. El producto exhibe tixotropía con una viscosidad media.	
COMPOSICIÓN	Ácido fosfórico 37%, glicerol, sílice coloidal anhidra, polietilenglicol 5000, agua.	
ESPECIFICACIONES	Color: Azul. Gel homogéneo. Viscosidad con un índice de penetrabilidad 300-430. Alta hidrosolubilidad.	
ENVASE	Envase conteniendo 4 jeringas de 1,2 g + 6 puntas de un solo uso.	
FINALIDAD PREVISTA	Para aplicaciones dentales en clínicas dentales y hospitales por profesionales de la odontología. Grabador dental.	
PRECAUCIONES	Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	

TECHNICAL DATA SHEET

ETCHING GEL BLUE BESTDENT		
REFERENCE	20490	
MANUFACTURER	J. Ripoll S.L. Rio Tiétar, 20 28119 Algete, Madrid (España)	
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device, according to Directive 93/42/EEC.	
DESCRIPTION	Dental etching acid gel. Phosphoric acid for use by dental professionals. The product exhibits thixotropy with medium viscosity.	
COMPOSITION	Phosphoric acid 37%, glycerol, anhydrous colloidal silica, polyethylene glycol 5000, water.	
SPECIFICATION	Color: Blue. Homogeneous gel. Viscosity with a penetrability index of 300-430. High water solubility.	
PACKAGE	Package containing 4 syringes of 1.2 g + 6 single-use tips.	
INTENDED USE	For dental applications in dental clinics and hospitals by dental professionals. Dental engraver.	
PRECAUTIONS	Avoid contact with eyes and skin. In case of contact with skin, wash with soap and water. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water.	
STORAGE AND TRANSPORT	Store in a cool and dry place. Keep away from sunlight. Protect from moisture and avoid excessive heat.	