

FICHA TÉCNICA

FRESERO DE PLÁSTICO PARA 18 F.G. + 18 C.A.		
REFERENCIA	2162	
FABRICANTE / RESPONSABLE	LARIDENT SRL Via Lamaneigra 12R - 16030 Tribogna (GE) +39 0185 939481 www.larident.it	
CLASIFICACIÓN	Producto no Sanitario (Clase consumo).	
DESCRIPCIÓN	Fresero de plástico para 18 fresas de turbina y 18 fresas de contra-ángulo.4	
ESPECIFICACIÓN	Fresero de plástico esterilizable, a excepción de la tapa que no es esterilizable en autoclave. La base resiste a los esterilizantes químicos y es autoclavable hasta 132°C	
COMPOSICIÓN	Base: polipropileno con polvo de mármol. Tapa: poliestireno.	
ENVASE	1 unidad.	
FINALIDAD PREVISTA	Para colocar y organizar las fresas, además de protegerlas del polvo y la contaminación.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

TECHNICAL DATA SHEET

BUR HOLDER 18 F.G. + 18 C.A.		
REFERENCE	2162	
MANUFACTURER	LARIDENT SRL Via Lamaneigra 12R - 16030 Tribogna (GE) +39 0185 939481 www.larident.it	
CLASSIFICATION	Non Sanitary Product (Consumer Class).	
DESCRIPTION	Bur Holder for 18 turbine burs and 18 contra-angle burs.4	
SPECIFICATION	Plastic bur tray is sterilizable, except for the lid, which is not autoclavable. The base resists chemical sterilants and is autoclavable up to 132°C.	
COMPOSITION	Base: polypropylene with marble powder. Top: polystyrene.	
PACKAGE	1 unit.	
INTENDED USE	For positioning and organising bur, as well as protecting them from dust and contamination.	
STORAGE AND TRANSPORT	No special storage and transport conditions required.	