

FICHA TÉCNICA

ALGINATO CROMÁTICO FAST BESTDENT		
REFERENCIAS	25666	
FABRICANTE / RESPONSABLE	MAJOR Prodotti Dentari S.p.A. Via Einaudi, 23 – 10024 Moncalieri (TO) ITALY Tel. +39 6400211 - Fax +39 6402325 e-mail: info@majordental.com	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Producto Sanitario Clase I conforme al Reglamento 2017/745/UE.	
DESCRIPCIÓN	Alginato con efecto cromático que permite trabajar de forma eficiente reduciendo el tiempo de toma de impresión. - No produce polvo. - Consistencia homogénea. - Gran confort para el paciente. - Buena fluidez y estabilidad. - Fraguado rápido. - No contiene gluten.	
ESPECIFICACIONES	Tiempo de trabajo: 2 min a 23°C. Tres etapas de cambio de color. Color azul claro. Aroma de menta-vainilla. Libre de polvo.	
COMPOSICIÓN	Polvo conteniendo alginato de sodio y otras sales.	
PRESENTACIÓN	Envase con 453 g de polvo.	
VIDA ÚTIL	6 años.	
FINALIDAD	Para uso por profesionales dentales para obtener impresiones dentales.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver en las instrucciones de uso del producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.	

TECHNICAL DATA SHEET

NEW CHROMATIC ALGINATE FAST BESTDENT		
REFERENCES	25666	
MANUFACTURER	MAJOR Prodotti Dentari S.p.A. Via Einaudi, 23 – 10024 Moncalieri (TO) ITALY Tel. +39 6400211 - Fax +39 6402325 e-mail: info@majordental.com	
CLASSIFICATION OF PRODUCT	Class I Medical Device in accordance with Regulation 2017/745/EU.	
DESCRIPTION	Alginate with chromatic effect that allows to work efficiently reducing the impression time. - Does not produce dust. - Homogeneous consistency. - Great comfort for the patient. - Good fluidity and stability. - Fast setting. - Gluten free.	
SPECIFICATIONS	Fast setting time: 2 min a 23°C. Three colour changing stages. Light blue colour. Aroma: vanilla-mint. Dust free material	
COMPOSITION	Powder containing sodium and other salts of alginic acid.	
PACKAGING	Packages with 453 g of powder.	
SHEL LIFE	6 years.	
INTENDED USE	For dental professional use only. Alginate New Cromatico Fast is used for making dental impressions.	
INSTRUCTIONS FOR USE	See product instructions for use.	
STORAGE AND TRANSPORT	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.	