

FICHA TÉCNICA

PULIDORES PLUS COMPOSITE PROCLINIC EXPERT																																
REFERENCIA	25737																															
FABRICANTE / RESPONSABLE	EVE Ernst Vetter GmbH Neureutstr. 6 - 75210 Keltern Germany Tel.: +49 7231 97 77 -0 Fax: +49 7231 97 77 -99 E-Mail: info@eve-rotary.com																															
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Producto Sanitario Clase IIa, conforme el Reglamento (UE) 2017/745.																															
DESCRIPCIÓN	Sistema de pulido de composites en 2 pasos. Características: • Pulidores diseñados para cada paso del pulido. • Pulidor de grano medio en color rosa para el pre-pulido, pulidor fino en color claro para el pulido de brillo. Para C.A, 11 mm de diámetro. • Pulidoras adaptadas específicamente a cada paso de procesamiento. • Mejores resultados incluso en composites muy duros. • Fresa para contra-angulo de goma. • Para pulido de composite. • Esterilizable en autoclave y sin alteraciones con los desinfectantes químicos. • ISO 802 204 243 521 100.																															
ESPECIFICACIONES	Planos de 1,6 mm de largo y 11 mm de diámetro. Parte activa en forma de disco ovalado, diámetro de 10 mm y tallo normal. Longitud global 22 mm. <u>Prepulido</u>   mittel / medium / medio  3.000 - 8.000 min-1 max. 20.000 min-1  1, 10Stück / piece / pieza <table><tr><td>DT-DCP1 0m</td><td>DT-DCP14m</td><td>DCP-OFm</td><td>DCP-W11 m</td><td>DCP1 m</td><td>DCP2m</td><td>DCP3m</td><td>DCP-W2Bm</td><td>DCP-FG1m</td><td>Art.-Bez.: / Item:</td></tr><tr><td>6180</td><td>6184</td><td>6175</td><td>6181</td><td>6171</td><td>6172</td><td>6173</td><td>6192</td><td>6191</td><td>Art.-Nr.: / Item No:</td></tr><tr><td>11 X 1,6</td><td>14 X 1,6</td><td>5,5 x 8,8</td><td>3 x 7,5</td><td>4 x 10</td><td>10x2,5</td><td>6x7,5</td><td>5 X 10</td><td>3x6,5</td><td>MaBe: / Dimensions (mm):</td></tr></table> <u>Pulido de alto brillo</u>		DT-DCP1 0m	DT-DCP14m	DCP-OFm	DCP-W11 m	DCP1 m	DCP2m	DCP3m	DCP-W2Bm	DCP-FG1m	Art.-Bez.: / Item:	6180	6184	6175	6181	6171	6172	6173	6192	6191	Art.-Nr.: / Item No:	11 X 1,6	14 X 1,6	5,5 x 8,8	3 x 7,5	4 x 10	10x2,5	6x7,5	5 X 10	3x6,5	MaBe: / Dimensions (mm):
DT-DCP1 0m	DT-DCP14m	DCP-OFm	DCP-W11 m	DCP1 m	DCP2m	DCP3m	DCP-W2Bm	DCP-FG1m	Art.-Bez.: / Item:																							
6180	6184	6175	6181	6171	6172	6173	6192	6191	Art.-Nr.: / Item No:																							
11 X 1,6	14 X 1,6	5,5 x 8,8	3 x 7,5	4 x 10	10x2,5	6x7,5	5 X 10	3x6,5	MaBe: / Dimensions (mm):																							

FICHA TÉCNICA

	  fein/fine / fino  3.000 - 8.000 min⁻¹ max. 20.000 min⁻¹  1, 10Stück / piece / pieza DT-DCP1 0f DT-DCP14f DCP-OFf DCP-W11f DCP1f DCP2f DCP3f DCP-W2Bf DCP-FG1f 6280 6284 6275 6281 6271 6272 6273 6292 6291 11x1,6 14x1,6 5,5 x 8,8 3 x 7,5 4 x 10 10x2,5 6x7,5 5x10 3x6,5 Art-Bez.: / Item: Art.-Nr.: / Item No.: Maße: / Dimensions (mm):									
EMBALAJE	Caja de 2 unidades.									
FINALIDAD	Ideal para dar el brillo final a restauraciones hechas con composite.									
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.									

TECHNICAL DATA SHEET

POLISHERS PLUS COMPOSITE PROCLINIC EXPERT																													
REFERENCE	25737																												
MANUFACTURER	EVE Ernst Vetter GmbH Neureutstr. 6 - 75210 Keltern Germany Tel.: +49 7231 97 77 -0 Fax: +49 7231 97 77 -99 E-Mail: info@eve-rotary.com																												
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device, in accordance with Regulation (EU) 2017/745.																												
DESCRIPTION	Composite polishing system in 2 steps. Features: - Polishers designed for each polishing step. - Medium grit polisher in pink color for pre-polishing, fine polisher in light color for gloss polishing. For C.A, 11 mm diameter. - Polishers specifically adapted to each processing step. - Best results even on very hard composites. - Rubber contra-angle cutter. - For composite polishing. - Sterilizable in autoclave and unaltered by chemical disinfectants. - ISO 802 204 243 521 100.																												
SPECIFICATION	Flat, 1.6 mm long and 11 mm in diameter. Active part in the form of an oval disc, diameter 10 mm and normal stem. Overall length 22 mm. <u>Pre-polishing</u>  <table><tr><td>DT-DCP1 0m</td><td>DT-DCP14m</td><td>DCP-OFm</td><td>DCP-W11 m</td><td>DCP1 m</td><td>DCP2m</td><td>DCP3m</td><td>DCP-W2Bm</td><td>DCP-FG1m</td></tr><tr><td>6180</td><td>6184</td><td>6175</td><td>6181</td><td>6171</td><td>6172</td><td>6173</td><td>6192</td><td>6191</td></tr><tr><td>11 X 1,6</td><td>14 X 1,6</td><td>5,5 x 8,8</td><td>3 x 7,5</td><td>4 x 10</td><td>10 x 2,5</td><td>6 x 7,5</td><td>5 X 10</td><td>3 x 6,5</td></tr></table>  mittel / medium / medio  3.000 - 8.000 min-1 max. 20.000 min-1  1, 10Stück / piece / pieza Art.-Bez.: / Item: Art.-Nr.: / Item No.: Maße: / Dimensions (mm): <u>High gloss polishing</u>		DT-DCP1 0m	DT-DCP14m	DCP-OFm	DCP-W11 m	DCP1 m	DCP2m	DCP3m	DCP-W2Bm	DCP-FG1m	6180	6184	6175	6181	6171	6172	6173	6192	6191	11 X 1,6	14 X 1,6	5,5 x 8,8	3 x 7,5	4 x 10	10 x 2,5	6 x 7,5	5 X 10	3 x 6,5
DT-DCP1 0m	DT-DCP14m	DCP-OFm	DCP-W11 m	DCP1 m	DCP2m	DCP3m	DCP-W2Bm	DCP-FG1m																					
6180	6184	6175	6181	6171	6172	6173	6192	6191																					
11 X 1,6	14 X 1,6	5,5 x 8,8	3 x 7,5	4 x 10	10 x 2,5	6 x 7,5	5 X 10	3 x 6,5																					

TECHNICAL DATA SHEET

	  fein/fine / fino  3.000 - 8.000 min⁻¹ max. 20.000 min⁻¹  1, 10Stück / piece / pieza DT-DCP1 0f 6280 11x1,6 DT-DCP14f 6284 14x1,6 DCP-0Ff 6275 5,5 x 8,8 DCP-W11f 6281 3 x 7,5 DCP1f 6271 4 x 10 DCP2f 6272 10x2,5 DCP3f 6273 6x7,5 DCP-W2Bf 6292 5x10 DCP-FG1f 6291 3x6,5 Art-Bez.: / Item: Art-Nr.: / Item No: Maße: / Dimensions (mm):									
PACKAGE	Box of 2 units.									
INTENDED USE	Ideal to give the final shine to composite restorations.									
STORAGE AND TRANSPORT	It does not require special storage and transportation conditions.									