

FICHA TÉCNICA

PULIDORES DISILICATO DE LITIO PROCLINIC EXPERT		
REFERENCIAS	25738	
FABRICANTE / RESPONSABLE	EVE Ernst Vetter GmbH Neureutstr. 6- 75210 Keltern Germany Tel.: +49 7231 97 77 -0 Fax: +49 7231 97 77 -99 E-Mail: info@eve-rotary.com	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, conforme el Reglamento (UE) 2017/745.	
DESCRIPCIÓN	Sistema de pulido de disilicato de litio en 2 pasos. Pulidor rosado para el pre-pulido, pulidor amarillo para el pulido de brillo.	
ESPECIFICACIÓN	Diámetro: 14 mm Dimensiones: 14 x 1.6 mm	
COMPOSICION	Fabricados con partículas de diamante para mayor eficiencia.	
PRESENTACIÓN	2 unides por caja.	
FINALIDAD	Especialmente indicado para porcelana de silicato.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

TECHNICAL DATA SHEET

LITHIUM DISILICATE POLISHER PROCLINIC EXPERT		
REFERENCES	25738	
MANUFACTURER	EVE Ernst Vetter GmbH Neureutstr. 6- 75210 Keltern Germany Tel.: +49 7231 97 77 -0 Fax: +49 7231 97 77 -99 E-Mail: info@eve-rotary.com	
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device, in accordance with Regulation (EU) 2017/745.	
DESCRIPTION	2-step lithium disilicate polishing system. Pink polish for pre-polishing, yellow polish for gloss polishing.	
SPECIFICATION	Diameter: 14 mm Dimensions: 14 x 1.6 mm	
COMPOSITION	Manufactured with diamond particles for greater efficiency.	
PACKAGING	2 units per package.	
INTENDED USE	Especially suitable for silicate porcelain.	
INSTRUCTIONS FOR USE	See instructions on the product.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	It does not require special storage and transport conditions.	