

FICHA TÉCNICA

PULIDORES ZIRCONIO PROCLINIC EXPERT		
REFERENCIAS	25739	
FABRICANTE / RESPONSABLE	EVE Ernst Vetter GmbH Neureutstr. 6- 75210 Keltern Germany Tel.: +49 7231 97 77 -0 Fax: +49 7231 97 77 -99 E-Mail: info@eve-rotary.com	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, conforme el Reglamento (UE) 2017/745.	
DESCRIPCIÓN	Sistema de pulido de zirconio en 2 pasos. Pulidor verde para el pre-pulido y pulidor rosa para el pulido de brillo.	
ESPECIFICACIÓN	Diámetro: 14 mm Dimensiones: 14 x 1.6 mm	
COMPOSICIÓN	Alta concentración de partículas de diamante para mayor eficiencia.	
PRESENTACIÓN	2 unides por caja.	
FINALIDAD	Ideal para ajustar y corregir en el sillón restauraciones como inlays, onlays, carillas y coronas fabricadas con este material.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

TECHNICAL DATA SHEET

ZIRCONIA POLISHER PROCLINIC EXPERT		
REFERENCES	25739	
MANUFACTURER	EVE Ernst Vetter GmbH Neureutstr. 6- 75210 Keltern Germany Tel.: +49 7231 97 77 -0 Fax: +49 7231 97 77 -99 E-Mail: info@eve-rotary.com	
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device, in accordance with Regulation (EU) 2017/745.	
DESCRIPTION	2-step zirconia polishing system. Green polish for pre-polishing and pink polish for gloss polishing.	
SPECIFICATION	Diameter: 14mm Dimensions: 14 x 1.6 mm	
COMPOSITION	High concentration of diamond particles for greater efficiency.	
PACKAGING	2 units per package.	
INTENDED USE	Ideal for adjusting and correcting restorations such as inlays, onlays, veneers and crowns made with this material in the chair.	
INSTRUCTIONS FOR USE	See instructions on the product.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	It does not require special storage and transport conditions.	