

FICHA TÉCNICA

ESPONJAS HEMOSTÁTICAS		
REFERENCIAS	35210	
FABRICANTE / RESPONSABLE	AEGIS LIFESCIENCES PVT. LTD. 215/216, Maha Industrial Estate Moraiya, Ahmedabad, Gujarat 382213 India	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase III, Directiva 93/42/EEC.	
DESCRIPCIÓN	ESPONJA HEMOSTÁTICA es una esponja de gelatina liofilizada, de forma cúbica, de peso no inferior a 10mg. ESPONJA HEMOSTÁTICA presenta una acción hemostática, cicatrizante y es completamente reabsorbible por el organismo en un período de 15 días. Se presenta listo para uso, y acondicionado individualmente en blister. Producto Estéril - Esterilizado por irradiación.	
ESPECIFICACIÓN	Bloques de 1x1x1 cm.	
COMPOSICIÓN	Gelatina de origen porcino.	
PRESENTACIÓN	10 unidades.	
VIDA ÚTIL	3 a 5 años a partir de la fecha fabricación.	
FINALIDAD	Está especialmente indicado en cirugías por su alto poder hemostático y cicatrizante.	
INSTRUCCIONES DE USO	Aplicar ESPONJA HEMOSTÁTICA en la cavidad donde se pretende la obtención de la hemostasia. Mantener en el alvéolo hasta su completa absorción, que sucede en un período de 15 días.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz directa y de fuentes de calor.	

TECHNICAL DATA SHEET

HEMOSTATIC SPONGE		
REFERENCES	35210	
MANUFACTURER	AEGIS LIFESCIENCES PVT. LTD. 215/216, Maha Industrial Estate Moraiya, Ahmedabad, Gujarat 382213 India	
CLASSIFICATION	Class III Medical Device, Directive 93/42/EEC.	
DESCRIPTION	HEMOSTATIC SPONGE is a freeze-dried gelatin sponge, cubic in shape, weighing not less than 10mg. HEMOSTATIC SPONG has a hemostatic and healing action and is completely reabsorbable by the organism in a period of 15 days. It is presented ready for use, and individually packaged in blister packs. Sterile Product - Sterilized by irradiation.	
SPECIFICATION	Blocks of 1x1x1 cm.	
COMPOSITION	Gelatin of pig origin.	
PACKAGING	10 units.	
SHELF LIFE	3 to 5 years from date of manufacture.	
INTENDED USE	It is especially indicated in surgeries due to its high hemostatic and healing power.	
INSTRUCTIONS FOR USE	Apply HEMOSTATIC Sponge in the cavity where the hemostasis is intended to be obtained. Keep in the alveolus until complete absorption, which occurs over a period of 15 days.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool, dry place, protected from direct light and heat sources. sources of heat.	