



FICHA TÉCNICA

ASPIRADORES SALIVA DE COLORES		
REFERENCIAS	35399: Aspiradores Lila. 35400 Aspiradores Amarillos. 35401 Aspiradores Azules. 35402 Aspiradores Naranjas. 35403 Aspiradores Opacos. 35404 Aspiradores Rojos. 35405 Aspiradores Transparentes. 35406 Aspiradores Verdes.	
FABRICANTE / RESPONSABLE	NOSTRUM SRL 55041 Capezzano Pianore (Lu) Via Provinciale 298 Italia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE, cumpliendo el reglamento 607/2023 (UE), relativo a los nuevos pedidos transitorios para la aplicación del reglamento 2017/745 (UE).	
DESCRIPCIÓN	- Punta extraíble. -Un sello de seguridad recoge cada bolsa protegiéndolo de los daños. - Eyector no tóxico debido a la eliminación de la cola en el proceso de producción.	
ESPECIFICACIÓN	Longitud del cuerpo: 14.5 – 14.6 cm. 	
COMPOSICIÓN	Cuerpo: PVC Alma de metal: Hierro moleteado superficie revestida de cobre. Capuchón: PE	
ENVASE	100 unidades.	
VIDA ÚTIL	Están diseñados para ser desechados inmediatamente después de un solo procedimiento clínico para evitar riesgos de contaminación cruzada.	
FINALIDAD PREVISTA	Están diseñados para ser utilizados en procedimientos odontológicos con el objetivo de Aspirar saliva y fluidos bucales.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

TECHNICAL DATA SHEET

COLORS SALIVA EJECTORS		
REFERENCES	35399: Ejectors Purples. 35400: Ejectors Yellows. 35401: Ejectors Blues. 35402: Ejectors Oranges. 35403: Ejectors Opaques. 35404: Ejectors Reds. 35405: Ejectors Transparents. 35406: Ejectors Greens.	
MANUFACTURER / RESPONSABLE	NOSTRUM SRL 55041 Capezzano Pianore (Lu) Via Provinciale 298 Italia	
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device, in accordance with Directive 93/42/EEC, complying with regulation 607/2023 (EU), regarding new transitional orders for the application of regulation 2017/745 (EU).	
DESCRIPTION	- Removable tip. - A safety seal secures each bag protecting it from damage. - Non-toxic ejector due to the elimination of glue in the production process.	
SPECIFICATION	Length of body: 14.5 - 14.6 cm.  Capuchón/Hood	
COMPOSITION	Shape: PVC Metal Soul : Knurled Iron, Ramata Surface. Hood: PE	
PACKAGE	100 units.	
SHELF LIFE	They are designed to be discarded immediately after a single clinical procedure to avoid cross-contamination risks.	
INTENDED USE	They are designed to be used in dental procedures to aspirate saliva and oral fluids.	
STORAGE AND TRANSPORT	It does not require special storage and transportation conditions.	