

FICHA TÉCNICA

PIEDRA DE AFILADO ARKANSAS PLANA		
REFERENCIA	46295	
FABRICANTE / RESPONSABLE	ASA DENTAL SPA Via Valenzana, 60 55054 MASSAROSA – BOZZANO LUCCA - ITALY (IT)	
CLASIFICACIÓN	Producto no sanitario.	
DESCRIPCIÓN	Las piedras de afilado de arkansas son piedras naturales indicadas para bruñir y mantenimiento del afilado. <u>Características:</u> • Grano Fino a Ultrafino. • Dureza y Durabilidad. • Afilado Preciso. • Forma plana, facilitando el afilado de instrumentos con hojas planas y curvas.	
COMPOSICIÓN	La piedra está hecha de novaculita, una forma de cuarzo microcristalino, conocida por su dureza y finura.	
ENVASE	1 unidad.	
FINALIDAD	Es una herramienta esencial para el mantenimiento de instrumentos dentales y quirúrgicos.	
LIMPIEZA	Debe limpiarse después de cada uso para eliminar residuos metálicos y aceites de afilado. Esto se puede hacer con agua y un cepillo suave o un paño.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

TECHNICAL DATA SHEET

FLAT ARKANSAS STONE		
REFERENCE	46295	
MANUFACTURER	ASA DENTAL SPA Via Valenzana, 60 55054 MASSAROSA – BOZZANO LUCCA - ITALY (IT)	
CLASSIFICATION	No medical devices.	
DESCRIPTION	Arkansas sharpening stones are natural stones suitable for honing and sharpening maintenance. Features: • Fine to Ultrafine Grain. • Hardness and Durability. • Precise sharpening. • Flat shape, facilitating the sharpening of instruments with flat and curved blades.	
COMPOSITION	The stone is made of novaculite, a form of microcrystalline quartz, known for its hardness and fineness.	
PRESENTATION	1 unit.	
FINALITY	It is an essential tool for the maintenance of dental and surgical instruments.	
CLEANING	It should be cleaned after each use to remove metal residue and sharpening oils. This can be done with water and a soft brush or cloth.	
STORAGE AND TRANSPORT	No special storage and transport conditions required.	