

FICHA TÉCNICA

SUTURAS DE SEDA PROCLINIC		
REFERENCIAS	VER ANEXO 1	
FABRICANTE / RESPONSABLE	ERGON SUTRAMED S.r.l Via Giuseppe Gregoraci, 12 00173 Roma, Italia Tel. 0672677319	
CLASSIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase III, Directiva 93/42 CEE.	
DESCRIPCIÓN	Sutura natural trenzada no absorbible. La sutura de seda se caracteriza por no sufrir degradación y mantener la misma fuerza tensil.	
ESPECIFICACIÓN	Color negro.	
COMPOSICIÓN	Seda natural, compuesta por Fibroina y revestida de cera de abeja o silicona. Presenta una aguja atraumática y fabricada en acero inoxidable.	
PRESENTACIÓN	12 unidades de 75 cm longitud por caja.	
FINALIDAD	Está indicada en cirugía general, de la piel, vascular, plástica, gastrointestinal, y cada vez que sea necesario suturar o ligar tejidos que necesiten una sutura no absorbible.	
ESTERILIDAD	• La sutura Silk está esterilizada con Rayos Gamma. • La esterilidad está garantizada si el envase está íntegro. • No reesterilizar.	
ADVERTENCIA	• De un solo uso. • No utilizar si el sobre está abierto o dañado. • No utilizar el producto después de la fecha de caducidad. • La sutura Silk puede provocar una reacción inflamatoria local, con formación de eritemas.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Conservar en lugar fresco y seco y lejos de fuente de calor.	

TECHNICAL DATA SHEET

PROCLINIC SILK SUTURES		
REFERENCES	VER ANEXO 1	
MANUFACTURER	ERGON SUTRAMED S.r.l Via Giuseppe Gregoraci, 12 00173 Roma, Italia Tel. 0672677319	
CLASSIFICATION	Class III Medical Device, Directive 93/42 EEC.	
DESCRIPTION	Non-absorbable braided natural suture. Silk suture is characterized by not suffering degradation and maintaining the same tensile strength.	
SPECIFICATION	Black color.	
COMPOSITION	Natural silk, composed of Fibroin and coated with beeswax or silicone. It has an atraumatic needle and is made of stainless steel.	
PRESENTATION	12 units of 75 cm length per box.	
INTENDED USE	It is indicated in general, skin, vascular, plastic, gastrointestinal surgery, and whenever it is necessary to suture or ligate tissues that require a non-absorbable suture.	
STERILITY	• The Silk suture is sterilized with Gamma Rays. • Sterility is guaranteed if the package is intact. • Do not re-sterilize.	
WARNING	• For single use only. • Do not use if the sachet is opened or damaged. • Do not use the product after the expiration date. • Silk suture may cause a local inflammatory reaction, with erythema formation.	
STORAGE AND TRANSPORT	Store in a cool, dry place away from heat sources.	

ANEXO 1 / ANNEX 1:

REF.	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION
49934	SUTURA SEDA 2/0 -(1/2-R.-22mm) 12u. PROC <i>SILK SUTURE 2/0 -(1/2-R.-22mm) 12u. PROC</i>
49935	SUTURA SEDA 2/0 -(1/2-T.-22mm) 12u. PROC <i>SILK SUTURE 2/0 -(1/2-T.-22mm) 12u. PROC</i>
49936	SUTURA SEDA 3/0 -(1/2-R.-20mm) 12u. PROC <i>SILK SUTURE 3/0 -(1/2-R.-20mm) 12u. PROC</i>
49937	SUTURA SEDA 3/0 -(1/2-T.-20mm) 12u. PROC <i>SILK SUTURE 3/0 -(1/2-T.-20mm) 12u. PROC</i>
49938	SUTURA SEDA 3/0 -(1/2-T.-26mm) 12u. PROC <i>SILK SUTURE 3/0 -(1/2-T.-26mm) 12u. PROC</i>
49939	SUTURA SEDA 3/0 -(3/8-T.-19mm) 12u. PROC <i>SILK SUTURE 3/0 -(3/8-T.-19mm) 12u. PROC</i>
49940	SUTURA SEDA 4/0 -(1/2-T.-20mm) 12u. PROC <i>SILK SUTURE 4/0 -(1/2-T.-20mm) 12u. PROC</i>
49941	SUTURA SEDA 4/0 -(1/2-T.-26mm) 12u. PROC <i>SILK SUTURE 4/0 -(1/2-T.-26mm) 12u. PROC</i>
49942	SUTURA SEDA 4/0 -(3/8-T.-19mm) 12u. PROC <i>SILK SUTURE 4/0 -(3/8-T.-19mm) 12u. PROC</i>
49943	SUTURA SEDA 5/0 -(3/8-T.-19mm) 12u. PROC <i>SILK SUTURE 5/0 -(3/8-T.-19mm) 12u. PROC</i>
49968	SUTURA SEDA 2/0 -(3/8-T.-19mm) 12u. PROC <i>SILK SUTURE 2/0 -(3/8-T.-19mm) 12u. PROC</i>
49969	SUTURA SEDA 3/0 -(1/2-R.-22mm) 12u. PROC <i>SILK SUTURE 3/0 -(1/2-R.-22mm) 12u. PROC</i>
49993	SUTURA SEDA 3/0 -(1/2-T.-22mm) 12u. PROC <i>SILK SUTURE 3/0 -(1/2-T.-22mm) 12u. PROC</i>
49994	SUTURA SEDA 3/0 -(3/8-T.-16mm) 12u. PROC <i>SILK SUTURE 3/0 -(3/8-T.-16mm) 12u. PROC</i>
49995	SUTURA SEDA 4/0 -(1/2-R.-22mm) 12u. PROC <i>SILK SUTURE 4/0 -(1/2-R.-22mm) 12u. PROC</i>
49996	SUTURA SEDA 4/0 -(1/2-T.-22mm) 12u. PROC <i>SILK SUTURE 4/0 -(1/2-T.-22mm) 12u. PROC</i>
49997	SUTURA SEDA 4/0 -(3/8-T.-16mm) 12u. PROC <i>SILK SUTURE 4/0 -(3/8-T.-16mm) 12u. PROC</i>
49998	SUTURA SEDA 5/0 -(1/2-T.-22mm) 12u. PROC <i>SILK SUTURE 5/0 -(1/2-T.-22mm) 12u. PROC</i>