

FICHA TÉCNICA

MEDIDOR IWANSON		
REFERENCIAS	59865	
FABRICANTE / RESPONSABLE	ASA DENTAL SPA Via Valenzana, 60 55054 MASSAROSA – BOZZANO LUCCA - ITALY (IT)	
CLASIFICACIÓN	Producto no Sanitario (Clase consumo).	
DESCRIPCIÓN	Instrumento indicado para medir el grosor de la corona.	
ESPECIFICACIÓN	Rango de medición: 0-10 mm (medidas indicativas).	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable.	
VIDA ÚTIL	La vida útil del instrumento depende de la frecuencia de uso, el cuidado del usuario y los métodos de reprocesamiento adecuados.	
PRESENTACIÓN	Contiene una unidad.	
FINALIDAD	Instrumentos para coronas - para metal - calibres decimales.	
ESTERILIZACIÓN	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Esterilizar a 177 °C en autoclave durante al menos 4 minutos, seguido de un secado adecuado.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

TECHNICAL DATA SHEET

IWANSON METER		
REFERENCE	59865	
MANUFACTURER	ASA DENTAL SPA Via Valenzana, 60 55054 MASSAROSA – BOZZANO LUCCA - ITALY (IT)	
CLASSIFICATION	Not medical device products.	
DESCRIPTION	Instrument suitable for measuring the thickness of the crown.	
SPECIFICATION	Measuring range: 0-10 mm (indicative measurements).	
COMPOSITION	Stainless steel.	
SHELF LIFE	The lifetime of the instrument depends on frequency of use, user care and proper reprocessing methods.	
PRESENTATION	1 unit.	
FINALITY	Instruments for crowns - for metal - decimal gauges.	
STERILIZATION	All instruments must be examined, cleaned and sterilised before each use. Sterilise at 177 oC in an autoclave for at least 4 minutes, followed by adequate drying.	
STORAGE AND TRANSPORT	No special storage and transport conditions required.	