

FICHA TÉCNICA

ADHESIVO BOTELLA BESTDENT		
REFERENCIAS	60072: Adhesivo Botella Bestdent	
FABRICANTE / RESPONSABLE	MEDENTAL INTERNATIONAL INC (CONAMCO S.A. DE C.V.) José María Bustillos No. 28 Bis, 1er y 2do piso. Colonia Algarín, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06880. Ciudad de México, México.	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Producto Sanitario Clase IIa, conforme la Directiva 93/42/CEE.	
DESCRIPCIÓN	Adhesivo Monocomponente para Dentina /Esmalte. <u>Características:</u> • Es un adhesivo de 5º generación, base acetona. • Aumenta el anclaje del composite como parte del sistema de adhesión con el grabador bestdent. • También se caracteriza por ser fotopolimerizable y compatible con materiales restauradores.	
ESPECIFICACIONES	Liquido amarillo pálido.	
COMPOSICIÓN	-PMGDM en acetona -Agua Bidestilada -Diuretano -HEMA -Foto-estabilizador -Estabilizador	
PRESENTACIÓN	1 unidad de 5 ml.	
VIDA ÚTIL	3 años.	
FINALIDAD	Aumentar el anclaje del composite como parte del sistema de adhesión con el grabador bestdent, solo para uso dental profesional.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver en las instrucciones de uso del producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No almacene a una temperatura arriba de 24°C. Cierre el empaque inmediatamente después de dispensar el producto.	

TECHNICAL DATA SHEET

BESTDENT SOLVENTLESS SINGLE-COMPONENT ADHESIVE.		
REFERENCE	60072	
MANUFACTURER	MEDENTAL INTERNATIONAL INC (CONAMCO S.A. DE C.V.) José María Bustillos No. 28 Bis, 1er y 2do piso. Colonia Algarín, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06880. Ciudad de México, México.	
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device, according to Directive 93/42/EEC.	
DESCRIPTION	Monocomponent Adhesive for Dentin / Enamel. Features: - It is a 5th generation, acetone-based adhesive. - It increases composite anchorage as part of the adhesion system with the bestdent etchant. - It is also characterized by being light-curing and compatible with restorative materials.	
SPECIFICATION	Pale yellow liquid.	
COMPOSITION	-PMGDM in acetone -Bi-distilled water -Diurethane -HEMA -Photo-stabilizer -Stabilizer	
PRESENTATION	1 unit of 5 ml.	
SHELF LIFE	3 years.	
INTENDED USE	Increase composite anchorage as part of the bonding system with the bestdent etchant, for professional dental use only.	
INSTRUCTIONS FOR USE	See product instructions for use.	
STORAGE AND TRANSPORT	Do not store at a temperature above 24°C. Close the package immediately after dispensing the product.	