

FICHA TÉCNICA

TOALLITAS DESINFECTANTES BESTDENT		
REFERENCIAS	60164: Bote (100 u). 60165: Reposición (100 u).	
FABRICANTE/ RESPONSABLE	PRISMAN GmbH Otto-Hahn-Ring 6-18 D-64653 Lorsch Phone: +49 (0)6251-866 980-0	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIb, Directiva 93/42/CEE.	
DESCRIPCIÓN	Toallitas desinfectantes con alcohol para desinfectar de forma rápida productos sanitarios no invasivos. Listas para usar. - Paño extremadamente resistente a la rotura, empapado con fórmula de alcohol reducido. - Fácil de usar y agradable a la piel. - Amplio espectro de actividad en solo 1 minuto. Indicaciones: Limpie la superficie a desinfectar concienzudamente y deje actuar el desinfectante: Para su empleo solo en materiales compatibles con el alcohol (p. ej., no es apto para el metacrilato).	
COMPOSICIÓN	100 g de líquido de impregnación contienen: • 39,0 g de etanol. • 0,056 g de cloruro de didecildimetilamonio. • Libre de Aldheids.	
PRESENTACIÓN	100 toallitas, 13 cm x 20 cm, impregnadas con desinfectante de pulverización y limpieza.	
VIDA ÚTIL	Las toallitas pueden utilizarse solo durante 28 días tras la primera apertura de la bolsa, conservadas en un contenedor adecuado.	
FINALIDAD PREVISTA	Para desinfectar de forma rápida productos sanitarios no invasivos.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto. - Eficacia microbiológica: Bactericida (incluido el MRSA) conforme a VAH/DGHM, levuricida (Candida albicans) conforme a VAH/DGHM; tuberculosis conforme a EN 14348, 'virus restringidos' (eficaz contra virus envueltos en membrana, a saber, HBV, HIV, HCV); rotavirus, norovirus y adenovirus conforme a EN 14476.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.	

TECHNICAL DATA SHEET

DISINFECTION WIPES BESTDENT		
REFERENCES	60164: Bottle (100 u). 60165: Refill (100 u).	
MANUFACTURER	PRISMAN GmbH Otto-Hahn-Ring 6-18 D-64653 Lorsch Phone: +49 (0)6251-866 980-0	
CLASSIFICATION	Class IIb Medical Device, Directive 93/42/EEC.	
DESCRIPTION	Alcohol-based disinfectant wipes for quick disinfection of non-invasive medical devices. Ready to use. - Extremely tear-resistant wipe, soaked with reduced alcohol formula. - Easy to use and skin-friendly. - Broad spectrum of activity in just 1 minute. Indications: Clean the surface to be disinfected thoroughly and let the disinfectant act: For use only on alcohol-compatible materials (e.g. not suitable for methacrylate).	
COMPOSITION	100 g of impregnation liquid contains: • 39.0 g ethanol. • 0.056 g didecyldimethylammonium chloride. • Aldehyds free.	
PACKAGE	100 wipes, 13 cm x 20 cm, impregnated with spray and wipe disinfectant.	
SHELF LIFE	The wipes can only be used for 28 days after the first opening of the bag, stored in a suitable container.	
INTENDED USE	For rapid disinfection of non-invasive medical devices.	
ISTRUCCIONS FOR USE	See instructions on the product. - <u>Microbiological efficacy:</u> Bactericidal (including MRSA) according to VAH/DGHM, levuricidal (Candida albicans) according to VAH/DGHM; tuberculosis according to EN 14348, 'restricted viruses' (effective against membrane enveloped viruses, namely HBV, HIV, HCV); rotavirus, norovirus and adenovirus according to EN 14476.	
STORAGE AND TRANSPORT	Store in a cool and dry place. Keep away from direct sunlight and heat sources. Protect from humidity.	