

FICHA TÉCNICA

SELLADOR DE CANALES BESTDENT		
REFERENCIAS	63540	
FABRICANTE / RESPONSABLE	SPIDENT CO., LTD. 203 &312, Korea Industrial Complex, 722 Gojan-Dong, Namdong-Gu, Incheon 405-821 (Korea)	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE, cumpliendo el reglamento 607/2023 (UE), relativo a los nuevos periodos transitorios para la aplicación del reglamento 2017/745 (UE).	
DESCRIPCIÓN	El material de sellado del conducto radicular es de tipo resina poliepoxi y utiliza un material de sellado del conducto radicular. Tiene propiedades de sellado superiores cuando se acerca al estado de fraguado después de mezclar la composición constante de base y catalizador (1: 1).	
COMPOSICIÓN	Base: Resina de epoxioligómero, Salicilato de etilenglicol y otros. Catalizador: Poly(1,4-butanediol)bis(4-aminobenzoate), Fosfato de calcio y otros.	
PRESENTACIÓN	1 jeringa doble de 10 g (base 5 g, catalizador 5 g) Punta mezcladora, punta Eco Tapa protectora, Almohadilla para mezclar	
VIDA ÚTIL	36 meses (3 años)	
FINALIDAD PREVISTA	Obturación del conducto radicular utilizando propiedades de adhesión entre las paredes del conducto radicular y los materiales de obturación del conducto radicular.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Este producto está diseñado para usarse a temperatura ambiente. Permitir que el producto alcance la temperatura ambiente habitualmente más alta que 25 °C puede reducir la vida útil. No exponga los materiales de restauración cerca de productos que contengan eugenol.	

TECHNICAL DATA SHEET

ROOT CANAL SEALING MATERIAL BESTDENT		
REFERENCES	63540	
MANUFACTURER	SPIDENT CO., LTD. 203 &312, Korea Industrial Complex, 722 Gojan-Dong, Namdong-Gu, Incheon 405-821 (Korea)	
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device, in accordance with Directive 93/42/EEC, complying with regulation 607/2023 (EU), regarding the new transitional periods for the application of regulation 2017/745 (EU).	
DESCRIPTION	Root canal sealing material is poly epoxy resin type and using a root canal sealing material. It has superior sealing properties when approached setting state after mixing the constant composition of base and catalyst (1:1)	
COMPOSITION	Base: Epoxy oligomer resin, Ethylene glycol salicylate, others. Catalyst: Poly(1,4-butanediol)bis(4-aminobenzoate), Calcium phosphate, others.	
PACKAGING	10g Dual Syringe x 1 (Base 5g, Catalyst 5g) Mixing tip, Eco tip Protective cap, Mixing pad	
SHELF LIFE	36 months (3 years).	
INTENDED USE	Obturation of root canal using adhesion properties between root canal walls and root canal filling materials.	
INSTRUCTIONS FOR USE	See instructions on the product.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	This product is designed to be used at room temperature. Ambient temperatures higher than 25°C may reduce shelf life. Do not expose restorative materials in proximity to products containing eugenol.	