

FICHA TÉCNICA

RECONSTRUCTOR DE MUÑONES BESTDENT		
REFERENCIAS	63541	
FABRICANTE / RESPONSABLE	SPIDENT CO., LTD. 203 &312, Korea Industrial Complex, 722 Gojan-Dong, Namdong-Gu, Incheon 405-821 (Korea) http://www.spident.co.kr	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, Directiva 93/42/EEC.	
DESCRIPCIÓN	Resina de curado dual para la reconstrucción de muñones y cementación de postes radiculares con excelente fluidez y tixotropía, además de baja contracción de polimerización y alta resistencia a la compresión. Excelente radiopacidad. Disponible en color amarillo para un resultado natural.	
ESPECIFICACIÓN	Tiempos: Tiempo de acción: 2m, 30 s. Curación química: 4m (intraoral). Fotocuración: 20 s @ 2mm de espesor.	
COMPOSICIÓN	Matriz Orgánica: Bis-GMA, UDMA, TEDGMA. Filtros Inorgánicos: Microsílice/Nanosílice Hidrofóbico. Aditivos: Iniciador, Catalizador, Estabilizador, Otros.	
PRESENTACIÓN	2 jeringas automix de 10 g + 12 puntas mezcladoras + 12 puntas intraorales + 2 eco tips.	
VIDA ÚTIL	24 meses (2 años).	
FINALIDAD PREVISTA	Reconstrucción de muñones.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Este producto está diseñado para usarse a temperatura ambiente. Las temperaturas ambientes superiores a 25 °C pueden reducir la vida útil. No exponga los materiales de restauración cerca de productos que contengan eugenol.	

TECHNICAL DATA SHEET

CORE BUILD UP BESTDENT		
REFERENCES	63541	
MANUFACTURER	SPIDENT CO., LTD. 203 &312, Korea Industrial Complex, 722 Gojan-Dong, Namdong-Gu, Incheon 405-821 (Korea) http://www.spident.co.kr	
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device, Directive 93/42/EEC.	
DESCRIPTION	Dual cure resin for core build-up and root post cementation with excellent flowability and thixotropy, low polymerization shrinkage and high compressive strength. Excellent radiopacity. Available in yellow color for a natural result.	
SPECIFICATION	Timing: Action time: 2m, 30 s. Chemical healing: 4m (intraoral). Photohealing: 20 s @ 2mm thickness.	
COMPOSITION	Organic Matrix: Bis-GMA, UDMA, TEDGMA. Inorganic Fillers: Hydrophobic Microsilica/Nanosilica. Additives: Initiator, Catalyst, Stabilizer, Others.	
PACKAGING	2 automix syringes of 10 g + 12 mixing tips + 12 intraoral tips + 2 eco tips.	
SHELF LIFE	24 months (2 years).	
INTENDED USE	Core build-ups.	
INSTRUCTIONS FOR USE	See instructions on the product.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	This product is designed to be used at room temperature. Ambient temperatures higher than 25°C may reduce shelf life. Do not expose restorative materials in proximity to products containing eugenol.	