

FICHA TÉCNICA

OBTURADOR TEMPORAL INLAY/ONLAY BESTDENT		
REFERENCIAS	63544	
FABRICANTE / RESPONSABLE	SPIDENT CO., LTD. 203 &312, Korea Industrial Complex, 722 Gojan-Dong, Namdong-Gu, Incheon 405-821 (Korea)	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE, cumpliendo el reglamento 607/2023 (UE), relativo a los nuevos periodos transitorios para la aplicación del reglamento 2017/745 (UE).	
DESCRIPCIÓN	- Obturación temporal inlay/onlay (universal) es un material fotocurable para obturar restauraciones temporales. - Es útil para cualquier tipo de obturación protectora, temporal, empleada en las incrustaciones inlay y onlay. Fotocura rápidamente a un estado altamente elástico, lo que lo hace ideal para preparaciones de incrustaciones profundas con paredes paralelas. - También es muy adecuado para sellar los conductos de acceso al tornillo de un implante. Se puede quitar fácilmente en una sola pieza.	
COMPOSICIÓN	Matriz orgánica: UDMA, TEDGMA Aditivos: Iniciador, Catalizador, Estabilizador, otros.	
PRESENTACIÓN	3 jeringas x 3g por envase.	
VIDA ÚTIL	36 meses (3 años).	
FINALIDAD	El relleno temporal de Inlay / Onlay (Universal) es un material de relleno provisional fotopolimerizable para restauraciones temporales.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Este producto está diseñado para ser almacenado y usado a temperatura ambiente. Si lo almacena bajo refrigeración, permita que el producto alcance la temperatura ambiente antes de usarlo.	

TECHNICAL DATA SHEET

TEMPORARY FILLING OF INLAY/ONLAY BESDENT		
REFERENCES	63544	
MANUFACTURER	SPIDENT CO., LTD. 203 &312, Korea Industrial Complex, 722 Gojan-Dong, Namdong-Gu, Incheon 405-821 (Korea)	
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device, in accordance with Directive 93/42/EEC, complying with regulation 607/2023 (EU), regarding the new transitional periods for the application of regulation 2017/745 (EU).	
DESCRIPTION	- Temporary filling of Inlay/Onlay (Universal) is a light-curing provisional filling material for temporary restorations. It is useful for all types of protective temporary fillings for inlay and onlay techniques. - It is a fast light-cured to a highly elastic state making it suitable for deep inlay preparations with parallel walls. - It also is very suitable for sealing of implant screw access canals. It can be easily removed in one piece.	
COMPOSITION	Organic Matrix: UDMA, TEDGMA Additives: Initiator, Catalyst, Stabilizer, Others	
PACKAGING	3 syringes x 3g per container.	
SHELF LIFE	36 months (3 years).	
INTENDED USE	Temporary filling of Inlay/Onlay(Universal) is a light-curing provisional filling material for temporary restorations.	
INSTRUCTIONS FOR USE	See instructions on the product.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	This product is designed to be used at room temperature. If refrigerated storage is used allow product to reach room temperature prior to use.	