

FICHA TÉCNICA

HIDRÓXIDO DE CALCIO BESTDENT		
REFERENCIA	63545	
FABRICANTE/RESPONSABLE	SPIDENT CO., LTD. 203 &312, Korea Industrial Complex, 722 Gojan-Dong, Namdong-Gu, Incheon 405-821 (Korea) http://www.spident.co.kr	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, Directiva 93/42/CEE.	
DESCRIPCIÓN	- Hidróxido de calcio con sulfato de bario incorporado, fácil de remover gracias a su buena solubilidad en agua, buenas propiedades antibacterianas y anti bactericidas. - Excelente biocompatibilidad y radiopacidad superior al resto de los hidróxidos de calcio. Indicado para apexificaciones, formación de barrera dentinaria, como material temporal en obturación de canales temporal y reabsorciones radiculares, entre otras indicaciones. - El efecto del sulfato de bario permite una mejor radiopacidad para visualizar la forma irregular de los canales radiculares. - El valor pH de la solución concentrada es de 7 y tiene una radiopacidad superior.	
COMPOSICIÓN	- Hidróxido de calcio. - Sulfato de bario. - Hidroxiapatita, otros.	
PRESENTACIÓN	1 jeringa de 2 g + 20 puntas desechables.	
VIDA ÚTIL	La vida útil a temperatura ambiente es de 36 meses. Observe la fecha de caducidad impresa en el empaque. Si la temperatura ambiente es mayor a 25 °C/77 °F, la vida útil puede disminuir.	
USO PREVISTO	Para obturación y tratamientos temporales de endodoncia.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Este producto está diseñado para ser almacenado y usado a temperatura ambiente.	

TECHNICAL DATA SHEET

CALCIUM HIDROXIDE BESTDENT		
REFERENCE	63545	
MANUFACTURER	SPIDENT CO., LTD. 203 & 312, Korea Industrial Complex, 722 Gojan-Dong, Namdong-Gu, Incheon 405-821 (Korea) http://www.spident.co.kr	
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device, Directive 93/42/EEC.	
DESCRIPTION	- Calcium hydroxide with incorporated barium sulfate, easy to remove thanks to its good solubility in water, good antibacterial and anti-bactericidal properties. - Excellent biocompatibility and radiopacity superior to other calcium hydroxides. Indicated for apexifications, formation of dentin barrier, as temporary material in temporary canal obturation and root resorptions, among other indications. - The effect of barium sulfate allows a better radiopacity to visualize the irregular shape of root canals. - The pH value of the concentrated solution is 7 and has a higher radiopacity.	
COMPOSITION	- Calcium hydroxide. - Barium sulfate. - Hydroxyapatite, others.	
PACKAGE	1 syringe of 2 g + 20 disposable tips.	
SELF LIFE	Shelf life at room temperature is 36 months. Observe the expiration date printed on the packaging. If the ambient temperature is above 25 °C/77 °F, the shelf life may be reduced.	
INTENDED USE	For obturation and temporary endodontic treatments.	
INSTRUCCIONS FOR USE	See instructions on the product.	
STORAGE AND TRANSPORT	This product is designed to be stored and used at room temperature.	