

FICHA TÉCNICA

BARRERA GINGIVAL RESINA BESTDENT		
REFERENCIAS	63547	
FABRICANTE / RESPONSABLE	SPIDENT CO., LTD. 203 &312, Korea Industrial Complex, 722 Gojan-Dong, Namdong-Gu, Incheon 405-821 (Korea) http://www.spident.co.kr	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, Directiva 93/42/CEE.	
DESCRIPCIÓN	- Barrera de resina fotopolimerizable para proteger la encía y aislarla durante procedimientos de blanqueamiento dental. - También puede usarse para proteger dientes adyacentes cuando el tratamiento blanqueador se aplique en un solo diente. - De color azul.	
COMPOSICIÓN	Mezcla de Dimetacrilato de uretano. Metacrilato de 2-hidroxietilo. Dióxido de silicio.	
PRESENTACIÓN	4 jeringas x 1.2ml 8 puntas dispensadoras	
VIDA ÚTIL	24 meses (2 años).	
FINALIDAD	Barrera de resina reflectante de luz (selladora) pasivamente adhesiva para aislar el tejido adyacente a los dientes que se blanquean.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Este producto está diseñado para usarse a temperatura ambiente. Las temperaturas ambientes superiores a 25 °C pueden reducir la vida útil. No exponga los materiales de restauración cerca de productos que contengan eugenol.	

TECHNICAL DATA SHEET

RESIN GINGIVAL BARRIER BESDENT		
REFERENCES	63547	
MANUFACTURER	SPIDENT CO., LTD. 203 &312, Korea Industrial Complex, 722 Gojan-Dong, Namdong-Gu, Incheon 405-821 (Korea) http://www.spident.co.kr	
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device, Directive 93/42/EEC.	
DESCRIPTION	- Light-curing resin barrier to protect the gingiva and isolate it during tooth whitening procedures. - Can also be used to protect adjacent teeth when whitening treatment is applied on a single tooth. - Blue shade.	
COMPOSITION	Urethane dimethacrylate 2-Hydroxyethyl methacrylate Silicon Dioxide	
PACKAGE	4 x 1.2ml syringes 8 dispensing tips	
SHELF LIFE	24 months (2 years).	
INTENDED USE	Passively adhesive (sealing) light-reflecting resin barrier for isolating tissue adjacent to teeth being whitened.	
INSTRUCTIONS FOR USE	See instructions on the product.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	This product is designed to be used at room temperature. Ambient temperatures higher than 25°C may reduce shelf life. Do not expose restorative materials in proximity to products containing eugenol.	