

FICHA TÉCNICA

SUTURA SUPRAMID BESTDENT			
REFERENCIAS	69364: SUTURA SUPRAMID NEGRO 3/0 - TC-14. 69365: SUTURA SUPRAMID NEGRO 4/0 - TC-14. 69366: SUTURA SUPRAMID NOIR 3/0 TB15. 69367: SUTURA SUPRAMID NEGRO 4/0 - TB-12. 69368: SUTURA SUPRAMID NOIR4/0-TB15. 69369: SUTURA SUPRAMID NEGRO 5/0 - TB-12.		
FABRICANTE / RESPONSABLE	SMI AG Steinerberg 8, 4780 ST. VITH – BELGIUM Phone.: + 32 - (0)80 - 227292 Fax: + 32 – (0)80 - 226918 E-mail: info@sutures.be		
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIb, de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE, cumpliendo el reglamento 607/2023 (UE), relativo a los nuevos pedidos transitorios para la aplicación del reglamento 2017/745 (UE).		
DESCRIPCIÓN	- Sutura Supramid sintética no absorbible de Bestdent, ofrece un soporte tisular excelente y permanente. - Sutura de poliamida 6,6 revestida de poliamida 6, dándole un aspecto de monofilamento. - Multifilamento, excepto en 5/0 que es monofilamento. - Reacción tisular mínima. - Color negro. - Esterilizadas, en envase hermético para conservar las condiciones de esterilidad.		
ESPECIFICACIÓN	<u>Medidas:</u> 69364: (1/2-T 22MM) 69365: (1/2-T 22MM) 69366: (3/8-T 19MM) 69367: (3/8-T 16MM) 69368: (3/8-T 19MM) 69369: (3/8-T 16MM)		
COMPOSICIÓN	Poliamida.		

FICHA TÉCNICA

PRESENTACIÓN	12 unidades de 75 cm por caja.
FINALIDAD PREVISTA	Se utilizan para la adaptación de tejidos blando y/o para ligaduras en la aplicación de procedimientos generales.
ESTERILIZACIÓN	Este tipo de sutura se esteriliza con rayos gamma, tal y como se indica en la etiqueta de la caja.
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	El producto debe protegerse de la acción directa de la luz solar y del calor y conservarse en el envase original en lugares limpios y secos, a una temperatura de entre 5 °C y 30 °C. No utilizar después de la fecha de caducidad.

FICHA TÉCNICA

SUPRAMID SUTURE BESTDENT			
REFERENCES	69364: SUPRAMID SUTURE BLACK 3/0 - TC-14. 69365: SUPRAMID SUTURE BLACK 4/0 - TC-14. 69366: SUPRAMID SUTURE NOIR 3/0 TB15. 69367: SUPRAMID SUTURE BLACK 4/0 - TB-12. 69368: SUPRAMID SUTURE NOIR4/0-TB15. 69369: SUPRAMID SUTURE BLACK 5/0 - TB-12.		
MANUFACTURER	SMI AG Steinerberg 8, 4780 ST. VITH – BELGIUM Phone.: + 32 - (0)80 - 227292 Fax: + 32 – (0)80 - 226918 E-mail: info@sutures.be		
CLASSIFICATION	Class IIb Medical Device, in accordance with Directive 93/42/EEC, complying with regulation 607/2023 (EU), regarding new transitional orders for the application of regulation 2017/745 (EU).		
DESCRIPTION	- Bestdent's non-absorbable synthetic Supramid suture offers excellent and permanent tissue support. - Polyamide 6.6 suture coated with polyamide 6, giving it a monofilament appearance. - Multifilament, except in 5/0 which is monofilament. - Minimal tissue reaction. - Black color. - Sterilized, in airtight packaging to preserve sterile conditions.		
SPECIFICATION	<u>Measure</u> : 69364: (1/2-T 22MM) 69365: (1/2-T 22MM) 69366: (3/8-T 19MM) 69367: (3/8-T 16MM) 69368: (3/8-T 19MM) 69369: (3/8-T 16MM)		
COMPOSITION	Polyamide.		
PACKAGING	12 units of 75 cm per box.		

FICHA TÉCNICA

INTENDED USE	They are used for soft tissue adaptation and/or for ligatures in the application of general procedures.
INSTRUCTIONS FOR USE	See instructions on the product.
STERILIZATION	This type of suture is sterilized with gamma rays, as indicated on the label of the box.
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	The product should be protected from direct sunlight and heat and stored in the original container in a clean and dry place a temperature between 5 °C and 30 °C. Do not use after the expiration date.