

FICHA TÉCNICA

RESINA AUTOPOLIMERIZABLE PARA CORONAS Y PUENTES PROVISIONALES PROCLINIC		
REFERENCIAS	69400: color A2 69401: color A3 69404: color A1	
FABRICANTE	G-Pharma 35, avenue du Gros Chêne B.P. 10279 Herblay 95617 Cergy-Pontoise · Cedex, Francia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, según la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	Resina autopolimerizable para la fabricación de puentes y coronas provisionales.	
ESPECIFICACIÓN	Tiempo de trabajo + tiempo de fraguado intraoral: 2' 25" – 2' 40".	
COMPOSICIÓN	Las resinas contienen una matriz resinosa de metacrilato y rellenos minerales.	
ENVASE	Cartucho dual de 50 ml + 10 puntas de mezcla.	
USO PREVISTO	Para uso dental en la fabricación de puentes y coronas provisionales.	
VIDA ÚTIL	24 meses, conservado en las condiciones de almacenamiento adecuadas.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Utilizar gafas de protección, mascarilla, ropa apropiada y guantes. Se recomienda el uso de gafas de protección en los pacientes. El producto contiene metacrilatos polimerizables que pueden irritar la piel, ojos y la mucosa oral, pudiendo causar dermatitis de contacto alérgica en pacientes susceptibles.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No exponer los materiales a temperaturas elevadas o luz intensa. Conservar a una temperatura no superior a 25°C.	

TECHNICAL DATA SHEET

SELF-CURING RESIN FOR TEMPORARY CROWNS AND BRIDGES PROCLINIC		
REFERENCES	69400: color A2 69401: color A3 69404: color A1	
MANUFACTURER	G-Pharma 35, avenue du Gros Chêne B.P. 10279 Herblay 95617 Cergy-Pontoise · Cedex, Francia	
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device, according to Directive 93/42/EEC on medical devices.	
DESCRIPTION	Self-curing resin for the fabrication of bridges and temporary crowns.	
SPECIFICATION	Working time + intraoral setting time: 2' 25" - 2' 40".	
COMPOSITION	The resins contain a methacrylate resin matrix and mineral fillers.	
PRESENTATION	50 ml dual cartridge + 10 mixing tips.	
INTENDED USE	For dental use in the fabrication of bridges and temporary crowns.	
SHELF LIFE	24 months, kept in appropriate storage conditions.	
SAFETY INFORMATION	Use protective goggles, mask, appropriate clothing and gloves. The use of protective goggles is recommended for patients. The product contains polymerizable methacrylates that may irritate the skin, eyes and oral mucosa and may cause allergic contact dermatitis in susceptible patients.	
STORAGE AND TRANSPORTATION	Do not expose materials to high temperatures or intense light. Store at a temperature not exceeding 25°C.	