

FICHA TÉCNICA

RESINA PROTECTORA BLANQUEAMIENTO		
REFERENCIAS	74310	
FABRICANTE/ RESPONSABLE	DentalSur 2003 S.L Avda. Ortega y Gasset 152 296006 – Málaga. España	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, reglamento (UE) 2017/745 MDR.	
DESCRIPCIÓN	- Resina protectora fotopolimerizable de color blanco. - Cuando se fotopolimeriza forma una barrera semi plástica que protege los tejidos blandos durante el procedimiento.	
COMPOSICIÓN	Componente peligroso OSHA PELACGIH TLV% . Monómeros de dimetacrilato alifático aromátic.	
PRESENTACIÓN	4 jeringas de 1,2 g + puntas dispensadoras.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver en las instrucciones que vienen dentro del producto.	
FINALIDAD PREVISTA	Resina protectora blanqueamiento.	
PRECAUCIÓN	Este producto debe usarse sólo con pacientes con buena salud oral y gingival. No usar este producto con pacientes que puedan ser sensibles o alérgicos a la resina. Se recomienda hacer previamente una prueba en una pequeña zona.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Guardar en lugar fresco, seco y lejos de la luz.	

TECHNICAL DATA SHEET

GINGIVAL RESIN BARRIER		
REFERENCES	74310	
MANUFACTURER/ RESPONSIBLE	DentalSur 2003 S.L Avda. Ortega y Gasset 152 296006 – Málaga. Spain	
CLASSIFICATION	Class I Medical Device, regulation (EU) 2017/745 MDR.	
DESCRIPTION	- White light-cured protective resin. - When cured with the light, it creates a semi-plastic barrier which protects the gingival tissues during the treatment.	
COMPOSITION	Dangerous component: OSHA PELACGIH TLV%. Monomers of aromatic aliphatic dimethylacrylate.	
PACKAGE	4 syringes of 1.2 g + dispensing tips.	
INSTRUCTIONS FOR USE	See the instructions inside the product.	
INTENDED USE	Protective whitening resin.	
CAUTION	This product must be used just in patients with a good dental and gingival health. Do not use this product in patients who may be sensitive or allergic to resin. It is recommended to try it firstly in a small área.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Keep the product in a fresh, dry and dark place.	