

FICHA TÉCNICA

AGUJAS HIPODÉRMICAS ESTÉRILES PROCLINIC																											
REFERENCIAS	74365: AGUJAS 30G CORTA (21mm) Infiltrativa 100u. 74366: AGUJAS 30G CORTA (25mm) Infiltrativa 100u. 74367: AGUJAS 27G LARGA (36 mm) Troncular 100u. 74368: AGUJAS 30G EXTRA CORTA (12mm) Intraligamentosa100u. 74369: AGUJAS 30G EXTRA CORTA (16mm) Infiltrativa 100U.																										
FABRICANTE / RESPONSABLE	TECNOFAR SpA Via al Piano 54/A 23020 Gordona (Sondrio) Italy																										
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, Reglamento 2017/745 (UE).																										
DESCRIPCIÓN	• Aguja desechable estéril con cubo roscado para jeringas de tubo vial para anestesia dental. • Estas agujas solo deben ser utilizadas para uso profesional en anestesia dental. • Con una punta triplemente afilada tratada para conseguir un efecto anti- coring. • Con capuchón de seguridad y protector unidos en un punto soldado que • garantiza la esterilidad de la aguja al usuario final. • Esterilizado por óxido de etileno según la normativa vigente.																										
ESPECIFICACIÓN	<table><tr><th>Medidas</th><th>Ø CÁNULA (mm)</th><th>LONGITUD (mm)</th><th>COLOR</th></tr><tr><td>AGUJAS 30G CORTA (74365)</td><td>0,30</td><td>21</td><td>AMARILLO</td></tr><tr><td>AGUJAS 30G CORTA (74366)</td><td>0,30</td><td>25</td><td>AMARILLO</td></tr><tr><td>AGUJAS 27G LARGA (74367)</td><td>0,40</td><td>36</td><td>GRIS</td></tr><tr><td>AGUJAS 30G EXTRA-CORTA (74368)</td><td>0,30</td><td>12</td><td>AMARILLO</td></tr><tr><td>AGUJAS 30G EXTRA-CORTA (74369)</td><td>0,30</td><td>16</td><td>AMARILLO</td></tr></table>			Medidas	Ø CÁNULA (mm)	LONGITUD (mm)	COLOR	AGUJAS 30G CORTA (74365)	0,30	21	AMARILLO	AGUJAS 30G CORTA (74366)	0,30	25	AMARILLO	AGUJAS 27G LARGA (74367)	0,40	36	GRIS	AGUJAS 30G EXTRA-CORTA (74368)	0,30	12	AMARILLO	AGUJAS 30G EXTRA-CORTA (74369)	0,30	16	AMARILLO
Medidas	Ø CÁNULA (mm)	LONGITUD (mm)	COLOR																								
AGUJAS 30G CORTA (74365)	0,30	21	AMARILLO																								
AGUJAS 30G CORTA (74366)	0,30	25	AMARILLO																								
AGUJAS 27G LARGA (74367)	0,40	36	GRIS																								
AGUJAS 30G EXTRA-CORTA (74368)	0,30	12	AMARILLO																								
AGUJAS 30G EXTRA-CORTA (74369)	0,30	16	AMARILLO																								
COMPOSICIÓN	CÁNULA: Acero inoxidable AISI 304. TAPÓN/PROTECTOR: Polipropileno.																										
PRESENTACIÓN	Caja de 100 unidades.																										
VIDA ÚTIL	Único uso.																										
FINALIDAD	Anestesia dental.																										
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.																										
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.																										

TECHNICAL DATA SHEET

STERILE HYPODERMIC NEEDLES PROCLINIC																											
REFERENCES	74365: NEEDLE 30G SHORT (21mm) Infiltrative 100u. 74366: NEEDLE 30G SHORT (25mm) Infiltrative 100u. 74367: NEEDLE 27G LONG (36 mm) Trunk 100u. 74368: NEEDLE 30G EXTRA SHORT (12mm) Intraligamentous100u. 74369: NEEDLE 30G EXTRA SHORT (16mm) Infiltrative 100U.																										
MANUFACTURER	TECNOFAR SpA Via al Piano 54/A 23020 Gordona (Sondrio) Italy																										
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device, Regulation 2017/745 (EU).																										
DESCRIPTION	• Sterile disposable needle with threaded hub for vial tube syringes for dental anesthesia. • These needles should only be used for professional use in dental anesthesia. • With a triple sharpened tip treated to achieve an anti-coring effect. • With safety cap and protector joined at a welded point that guarantees the sterility of the needle to the end user. • Sterilized by ethylene oxide according to current regulations.																										
SPECIFICATION	<table><tr><th><u>SIZES</u></th><th><u>Ø CANNULA (mm)</u></th><th><u>LENGHT (mm)</u></th><th><u>COLOR</u></th></tr><tr><td>NEEDLES 30G SHORT (74365)</td><td>0,30</td><td>21</td><td>YELLOW</td></tr><tr><td>NEEDLES 30G SHORT (74366)</td><td>0,30</td><td>25</td><td>YELLOW</td></tr><tr><td>NEEDLES 27G LONG (74367)</td><td>0,40</td><td>36</td><td>GREY</td></tr><tr><td>NEEDLES 30G EXTRA-SHORT (74368)</td><td>0,30</td><td>12</td><td>YELLOW</td></tr><tr><td>NEEDLES 30G EXTRA-SHORT (74369)</td><td>0,30</td><td>16</td><td>YELLOW</td></tr></table>			<u>SIZES</u>	<u>Ø CANNULA (mm)</u>	<u>LENGHT (mm)</u>	<u>COLOR</u>	NEEDLES 30G SHORT (74365)	0,30	21	YELLOW	NEEDLES 30G SHORT (74366)	0,30	25	YELLOW	NEEDLES 27G LONG (74367)	0,40	36	GREY	NEEDLES 30G EXTRA-SHORT (74368)	0,30	12	YELLOW	NEEDLES 30G EXTRA-SHORT (74369)	0,30	16	YELLOW
<u>SIZES</u>	<u>Ø CANNULA (mm)</u>	<u>LENGHT (mm)</u>	<u>COLOR</u>																								
NEEDLES 30G SHORT (74365)	0,30	21	YELLOW																								
NEEDLES 30G SHORT (74366)	0,30	25	YELLOW																								
NEEDLES 27G LONG (74367)	0,40	36	GREY																								
NEEDLES 30G EXTRA-SHORT (74368)	0,30	12	YELLOW																								
NEEDLES 30G EXTRA-SHORT (74369)	0,30	16	YELLOW																								
COMPOSITION	Cannula: AISI 304 stainless steel. Cap/protector: Polypropylene.																										
PACKAGE	Box of 100 units.																										
SHELF LIFE	Single use.																										
INTENDED USE	Dental anesthesia.																										
ISTRUCCIONS FOR USE	See instructions on the product.																										
STORAGE AND TRANSPORT	It does not require special storage and transportation conditions.																										