

FICHA TÉCNICA

GUANTES ESTÉRILES LÁTEX SIN POLVO BESTDENT		
REFERENCIAS	74506: Tamaño 6 74507: Tamaño 6.5 74508 : Tamaño 7 74509: Tamaño 7.5 74510: Tamaño 8 74511: Tamaño 8.5	
FABRICANTE / RESPONSABLE	ANHUI ANYU LATEX PRODUCTS CO., LTD. No. 95 YUHE ROAD - 233010 Bengbu China	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE, cumpliendo el reglamento 607/2023 (UE), relativo a los nuevos pedidos transitorios para la aplicación del reglamento 2017/745 (UE).	
DESCRIPCIÓN	Guantes estériles de látex sin polvo, de un solo uso. Ambidiestros.	
ESPECIFICACIONES	Tamaños: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5	
EMBALAJE	Estuche con 50 pares.	
CADUCIDAD	5 años.	
FINALIDAD	Protección de barrera de la mano del usuario para la realización de exámenes médicos o clínicos, procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos, en odontología y también para fines de laboratorio.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Los guantes están fabricados con látex, que puede causar reacciones alérgicas en algunas personas. Si esto ocurre, discontinuar su uso inmediatamente y consultar con el médico.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo. Almacenar entre 10°C-35°C.	
NORMATIVAS QUE CUMPLEN	EN 455:-1,-2,-3,-4 EN 420+A1	

TECHNICAL DATA SHEET

STERILE LATEX GLOVES POWDER FREE BESTDENT		
REFERENCES	74506: size 6 74507: size 6.5 74508 : size 7 74509: size 7.5 74510: size 8 74511: size 8.5	
MANUFACTURER	ANHUI ANYU LATEX PRODUCTS CO., LTD. No. 95 YUHE ROAD - 233010 Bengbu China	
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device, in accordance with Directive 93/42/EEC, complying with regulation 607/2023 (EU), regarding new transitional orders for the application of regulation 2017/745 (EU).	
DESCRIPTION	Sterile latex gloves powder free. Ambidextrous. For single use.	
SPECIFICACIONS	Sizes: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5	
PACKAGING	Case with 50 pairs.	
SHELF LIFE	5 years.	
USE	Gloves intended for use in the medical field to protect patient and user from cross contamination. Intended for conducting medical examinations, diagnostic, therapeutic and surgical procedures, in dentistry and in handling contaminated medical material.	
SAFETY INFORMATION	The gloves are made of natural rubber latex that may cause allergic reactions in some people. If allergic reactions occur, discontinue use immediately and consult the doctor.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat. Storage between 10°C-35°C.	
STANDARDS APPLIED	EN 455:-1,-2,-3,-4 EN 420+A1	