

FICHA TÉCNICA

FRESAS DIAMANTE PROCLINIC		
REFERENCIAS	Ver anexo 1	
FABRICANTE / RESPONSABLE	M.D.T. Micro Diamond Technologies Ltd. 2 Hamal Street, Industrial Park North Afula, 1857107 Israel	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, conforme el Reglamento (UE) 2017/745.	
DESCRIPCIÓN	Fresas dentales de uso odontológico. No estériles.	
COMPOSICIÓN	Las fresas de diamante están realizadas en acero inoxidable recubierto con diamante.	
ENVASE	Envase conteniendo 3 unidades	
FINALIDAD PREVISTA	Para aplicaciones dentales en clínicas dentales y hospitales por profesionales de la odontología.	
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales. El final de la vida útil de la fresa viene determinada por el desgaste y los daños durante el uso, y las fresas deben inspeccionarse para detectar defectos durante el proceso de limpieza preliminar. Esterilizar en autoclave o con calor seco.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	

TECHNICAL DATA SHEET

PROCLINIC DIAMOND BURS		
REFERENCES	See Annex 1	
MANUFACTURER	M.D.T. Micro Diamond Technologies Ltd. 2 Hamal Street, Industrial Park North Afula, 1857107 Israel	
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device, in accordance with Regulation (EU) 2017/745.	
DESCRIPTION	Dental rotary instruments for use by dentists. Non sterile.	
COMPOSITION	Stainless steel coated with diamonds.	
PACKAGING	Package containing 3 pieces.	
INTENDED USE	Intended for laboratory and dental applications in dental clinics and hospitals by licensed dentist.	
STERILISATION	All the instruments must be inspected, cleaned, and sterilized before each use. Use detergents and disinfectants suitable for use with medical or dental instruments. The end of bur's life is determined by wear and damage in use and the burs should be inspected for defects during the preliminary cleaning process. Methods of sterilisation: autoclave or dry heat.	
STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.	

ANEXO 1/ANNEX 1

Ref.	
7501	FRESAS F.G. 801-010 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 801-010 DIAMOND PROCLINIC</i>
7502	FRESAS F.G. 801-012 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 801-012 DIAMOND PROCLINIC</i>
7503	FRESAS F.G. 801-014 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 801-014 DIAMOND PROCLINIC</i>
7504	FRESAS F.G. 801-016 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 801-016 DIAMOND PROCLINIC</i>
7505	FRESAS F.G. 801-018 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 801-0148 DIAMOND PROCLINIC</i>
7506	FRESAS F.G. 805-010 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 805-010 DIAMOND PROCLINIC</i>
7507	FRESAS F.G. 805-012 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 805-012 DIAMOND PROCLINIC</i>
7508	FRESAS F.G. 805-014 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURRS F.G. 805-014 DIAMOND PROCLINIC</i>
7509	FRESAS F.G. 805-016 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 805-016 DIAMOND PROCLINIC</i>
7510	FRESAS F.G. 806-012 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 806-012 DIAMOND PROCLINIC</i>
7511	FRESAS F.G. 807-012 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 807-012 DIAMOND PROCLINIC</i>
7512	FRESAS F.G. 830-010 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 830-010 DIAMOND PROCLINIC</i>
7513	FRESAS F.G. 830-012 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 830-012 DIAMOND PROCLINIC</i>
7514	FRESAS F.G. 909-042 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 909-042 DIAMOND PROCLINIC</i>
7515	FRESAS F.G. 368-016 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 368-016 DIAMOND PROCLINIC</i>
7516	FRESAS F.G. 835-008 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 835-008 DIAMOND PROCLINIC</i>
7517	FRESAS F.G. 835-009 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURRS F.G. 835-009 DIAMOND PROCLINIC</i>
7518	FRESAS F.G. 835-010 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 835-010 DIAMOND PROCLINIC</i>
7519	FRESAS F.G. 835-012 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 835-012 DIAMOND PROCLINIC</i>
7520	FRESAS F.G. 836-012 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 836-012 DIAMOND PROCLINIC</i>
7521	FRESAS F.G. 837-010 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 837-010 DIAMOND PROCLINIC</i>
7522	FRESAS F.G. 837-012 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 837-012 DIAMOND PROCLINIC</i>
7523	FRESAS F.G. 837-014 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 837-014 DIAMOND PROCLINIC</i>

7524	FRESAS F.G. 877-010 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 877-010 DIAMOND PROCLINIC</i>
7525	FRESAS F.G. 877-012 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 877-012 DIAMOND PROCLINIC</i>
7526	FRESAS F.G. 878-012 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 878-012 DIAMOND PROCLINIC</i>
7527	FRESAS F.G. 878-014 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 878-014 DIAMOND PROCLINIC</i>
7528	FRESAS F.G. 879-012 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 879-012 DIAMOND PROCLINIC</i>
7529	FRESAS F.G. 879-014 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 879-014 DIAMOND PROCLINIC</i>
7530	FRESAS F.G. 848-014 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 848-012 DIAMOND PROCLINIC</i>
7531	FRESAS F.G. 848-016 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 848-016 DIAMOND PROCLINIC</i>
7532	FRESAS F.G. 856-014 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 856-014 DIAMOND PROCLINIC</i>
7533	FRESAS F.G. 856-016 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 856-016 DIAMOND PROCLINIC</i>
7534	FRESAS F.G. 850-014 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURRS F.G. 850-014 DIAMOND PROCLINIC</i>
7535	FRESAS F.G. 850-016 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 850-016 DIAMOND PROCLINIC</i>
7536	FRESAS F.G. 858-014 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 858-014 DIAMOND PROCLINIC</i>
7537	FRESAS F.G. 859-014 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 859-014 DIAMOND PROCLINIC</i>
7538	FRESAS F.G. 859-018 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 859-018 DIAMOND PROCLINIC</i>
7539	FRESAS F.G. CORTO 805-012 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. SHORT 805-012 DIAMOND PROCLINIC</i>
7540	FRESAS F.G. CORTO 835-009 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. SHORT 835-009 DIAMOND PROCLINIC</i>
7541	FRESAS F.G. SUPERFINO SFC 368-016 PROCLINIC <i>SUPERFINE F.G. BURS SFC 368-016 PROCLINIC</i>
7542	FRESAS F.G. SUPERFINO SFC 858-014 PROCLINIC <i>F.G. SUPERFINE SFC 858-014 PROCLINIC BURS</i>
7543	FRESAS F.G. SUPERFINO SFC 859-016 PROCLINIC <i>F.G. SUPERFINE SFC 859-016 PROCLINIC BURS</i>
7544	FRESAS F.G. 368-023 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 368-023 DIAMOND PROCLINIC</i>
7545	FRESAS F.G. 858-012 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 858-012 DIAMOND PROCLINIC</i>
7546	FRESAS F.G. 801-009 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 801-009 DIAMOND PROCLINIC</i>
7547	FRESAS F.G. TURBO R-848 PROCLINIC <i>F.G. TURBO R-848 PROCLINIC BURRS</i>
7548	FRESAS F.G. TURBO R-847 PROCLINIC <i>F.G. TURBO R-847 PROCLINIC BURS</i>

7550	FRESAS F.G. FINO F 368-016 PROCLINIC <i>BURS F.G. FINE F 368-016 PROCLINIC</i>
7551	FRESAS F.G. FINO F 858-014 PROCLINIC <i>BURS F.G. FINE F 858-014 PROCLINIC</i>
7552	FRESAS F.G. FINO F 859-016 PROCLINIC <i>BURS F.G. FINE F 859-016 PROCLINIC</i>
7553	FRESAS F.G. 835-014 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 835-014 DIAMOND PROCLINIC</i>
7554	FRESAS F.G. 847-012 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 847-012 DIAMOND PROCLINIC</i>
7555	FRESAS F.G. 847-014 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 847-014 DIAMOND PROCLINIC</i>
7556	FRESAS F.G. 847-016 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 847-016 DIAMOND PROCLINIC</i>
7557	FRESAS F.G. 850-012 DIAMANTE PROCLINIC <i>F.G. 850-012 PROCLINIC DIAMOND BURS</i>
7558	FRESAS F.G. 852-012 DIAMANTE PROCLINIC <i>F.G. 852-012 PROCLINIC DIAMOND BURS</i>
7560	FRESAS F.G. 807-010 DIAMANTE PROCLINIC <i>F.G. 807-010 DIAMOND PROCLINIC BURS</i>
7561	FRESAS F.G. 807-018 DIAMANTE PROCLINIC <i>F.G. 807-018 PROCLINIC DIAMOND BURS</i>
7562	FRESAS F.G. 859-010 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 859-010 DIAMOND PROCLINIC</i>
7563	FRESAS F.G. 859-012 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 859-012 DIAMOND PROCLINIC</i>
7564	FRESAS F.G. GRUESO G 368-016 PROCLINIC <i>BURS F.G. COARSE G 368-016 PROCLINIC</i>
7565	FRESAS F.G. GRUESO G 368-023 PROCLINIC <i>BURS F.G. COARSE G 368-023 PROCLINIC</i>
7566	FRESAS F.G. GRUESO G 801L-016 PROCLINIC <i>F.G. BURS COARSE G 801L-016 PROCLINIC</i>
7567	FRESAS F.G. GRUESO G 835-010 PROCLINIC <i>F.G. BURS COARSE G 835-010 PROCLINIC</i>
7568	FRESAS F.G. GRUESO G 837-012 PROCLINIC <i>F.G. BURS COARSE G 837-012 PROCLINIC</i>
7569	FRESAS F.G. GRUESO G 847-012 PROCLINIC <i>F.G. BURS COARSE G 847-012 PROCLINIC</i>
7570	FRESAS F.G. GRUESO G 848-016 PROCLINIC <i>F.G. BURS COARSE G 848-016 PROCLINIC</i>
7571	FRESAS F.G. GRUESO G 850-014 PROCLINIC <i>F.G. BURS COARSE G 850-014 PROCLINIC</i>
7572	FRESAS F.G. GRUESO G 856-012 PROCLINIC <i>F.G. BURS COARSE G 856-012 PROCLINIC</i>
7573	FRESAS F.G. GRUESO G 856-016 PROCLINIC <i>BURS F.G. COARSE G 856-016 PROCLINIC</i>
7574	FRESAS F.G. GRUESO G 858-014 PROCLINIC <i>F.G. BURS COARSE G 858-014 PROCLINIC</i>
7575	FRESAS F.G. GRUESO G 879K-014 PROCLINIC <i>F.G. BURS COARSE G 879K-014 PROCLINIC</i>

7576	FRESAS F.G. SUPERGRUESO SG 837-014 PROCLINIC <i>F.G. BURS SUPERTHICK SG 837-014 PROCLINIC</i>
7577	FRESAS F.G. SUPERGRUESO SG 850-016 PROCLINIC <i>SG 850-016 PROCLINIC F.G. SUPER COARSE BURS</i>
7578	FRESAS F.G. SUPERGRUESO SG 856-016 PROCLINIC <i>F.G. BURS SUPERTHICK SG 856-016 PROCLINIC</i>
7579	FRESAS F.G. SUPERGRUESO SG 856-018 PROCLINIC <i>F.G. BURS SUPERCOARSE SG 856-018 PROCLINIC</i>
7580	FRESAS F.G. FINO F 368-023 PROCLINIC <i>BURS F.G. FINE F 368-023 PROCLINIC</i>
7581	FRESAS F.G. FINO F 801-018 PROCLINIC <i>BURS F.G. FINE F 801-018 PROCLINIC</i>
7582	FRESAS F.G. FINO F 862-010 PROCLINIC <i>F.G. FINE F 862-010 PROCLINIC BURS</i>
7583	FRESAS F.G. SUPERFINO SFC 379-023 PROCLINIC <i>SUPERFINE F.G. BURS SFC 379-023 PROCLINIC</i>
7584	FRESAS F.G. SUPERFINO SFC 859-010 PROCLINIC <i>F.G. SUPERFINE SFC 859-010 PROCLINIC BURS</i>
7585	FRESAS F.G. SUPERFINO SFC 859-014 PROCLINIC <i>F.G. SUPERFINE SFC 859-014 PROCLINIC BURS</i>
7586	FRESAS F.G. 801-023 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 801-023 DIAMOND PROCLINIC</i>
7587	FRESAS F.G. 801L-016 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 801L-016 DIAMOND PROCLINIC</i>
7588	FRESAS F.G. 802-012 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 802-012 DIAMOND PROCLINIC</i>
7589	FRESAS F.G. 802-016 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 802-016 DIAMOND PROCLINIC</i>
7590	FRESAS F.G. 379-023 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 379-023 DIAMOND PROCLINIC</i>
7591	FRESAS F.G. 806-014 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 806-014 DIAMOND PROCLINIC</i>
78804	FRESAS F.G. FINO 392-016 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. FINE 392-016 DIAMOND PROCLINIC</i>
78805	FRESAS F.G. GRUESO 801-016 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. COARSE 801-016 DIAMOND PROCLINIC</i>
78806	FRESAS F.G. GRUESO 801-014 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. COARSE 801-014 DIAMOND PROCLINIC</i>
78808	FRESAS F.G. FINO 859-010 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. FINE 859-010 DIAMOND PROCLINIC</i>
78809	FRESAS F.G. GRUESO 856-014 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. COARSE 856-014 DIAMOND PROCLINIC</i>
78810	FRESAS FG X-GRUESO GOLD 368-023 PROCLINIC <i>BURS FG X-THICK GOLD 368-023 PROCLINIC</i>
78811	FRESAS FG X-GRUESO GOLD 855-025 PROCLINIC <i>BURS FG X-THICK GOLD 855-025 PROCLINIC</i>
78812	FRESAS FG X-GRUESO GOLD 879-014 PROCLINIC <i>BURS FG X-THICK GOLD 879-014 PROCLINIC</i>
78813	FRESAS F.G. FINO 859-014 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. FINE 859-014 DIAMOND PROCLINIC</i>

78814	FRESAS FG X-GRUESO GOLD 878-014 PROCLINIC <i>BURS FG X-THICK GOLD 878-014 PROCLINIC</i>
78815	FRESAS GOLD 847-018 PROCLINIC <i>GOLD 847-018 PROCLINIC BURS</i>
78816	FRESAS FG X-GRUESO GOLD 881-016 PROCLINIC <i>BURS FG X-THICK GOLD 881-016 PROCLINIC</i>
78817	FRESAS FG X-GRUESO GOLD 858-014 PROCLINIC <i>BRRS FG X-THICK GOLD 858-014 PROCLINIC</i>
78818	FRESAS F.G. 834-021 DIAMANTE PROCLINIC <i>BURS F.G. 834-021 DIAMOND PROCLINIC</i>
78844	FRESAS FG X-GRUESO GOLD 855-025 PROC <i>BURS FG X-THICK GOLD 855-025 PROC</i>