

## FICHA TÉCNICA

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ESPEJOS ANGULADOS           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| REFERENCIAS                 | 75854: Espejo oclusal adulto y niño redondeado.<br>75855: Espejo oclusal adulto y niño ancho.<br>75856: Espejo adulto oclusal y bucal.<br>75857: Espejo niño oclusal y bucal                                                                                                                                           |                                                                                     |  |
| FABRICANTE / RESPONSABLE    | Sawbross Industries Pvt. Ltd.<br>A-68 sector 2 Noida - 201301<br>U.P. India.<br>Ph: + 91.981.805.5444                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |  |
| CLASIFICACIÓN               | Producto Sanitario Clase I, Reglamento 2017/745 (EU).                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |  |
| DESCRIPCIÓN                 | Espejo fotográfico.<br>La superficie se procesa de tal manera que proporciona una imagen reflejada clara con color natural.<br>Se requiere una variedad de espejos para hacer frente a la variedad de denticiones, la edad del paciente, el tamaño de la boca y la forma de los labios.                                |                                                                                     |  |
| ESPECIFICACIÓN              | Oclusal adulto y niño redondeado (medidas: 18x7x5,5).<br>Oclusal adulto y niño ancho (medidas: 18,5x 7,3x6,5).<br>Adulto oclusal y bucal (medidas:18,25x6,20x2,75).<br>Niño oclusal y bucal (medidas: 17,5x5,70x2,75).                                                                                                 |                                                                                     |  |
| COMPOSICIÓN                 | Grado 304 Acero inoxidable.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |  |
| PRESENTACIÓN                | 1 unidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |  |
| INSTRUCCIONES DE USO        | La luz que rebota en un espejo mostrará una imagen de lo que sea que esté frente a él, cuando se enfoca a través de la lente del ojo o de una cámara. Los espejos invierten la dirección de la imagen en un ángulo igual pero opuesto desde el cual la luz brilla sobre ella.                                          |                                                                                     |  |
| FINALIDAD PREVISTA          | Los espejos fotográficos se utilizan como ayuda en la fotografía intraoral. Ayudan a capturar las vistas oclusal, lingual y bucal del tejido en la boca.<br><br>Las superficies de los espejos fotográficos intraorales de acero inoxidable de doble extremo están configuradas a 30 ° entre sí para facilitar su uso. |                                                                                     |  |
| ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE | No requiere condiciones de especiales de almacenamiento o transporte.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |  |

## TECHNICAL DATA SHEET

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ANGLED MIRRORS        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| REFERENCES            | 75854: Rounded adult/child occlusal angled mirror.<br>75855: Occlusal mirror adult/child wide.<br>75856: Occlusal and buccal adult mirror<br>75857: Occlusal and buccal child mirror.                                                                                                  |                                                                                     |
| MANUFACTURER          | <b>Sawbross Industries Pvt. Ltd.</b><br>A-68 sector 2 Noida - 201301<br>U.P. India.<br>Ph: + 91.981.805.5444                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| CLASSIFICATION        | Class I Medical Device, Regulation 2017/745 (EU).                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| DESCRIPTION           | Photographic mirror.<br>The surface is processed in such a way that it provides a clear reflected image with natural color.<br>A variety of mirrors are required to cope with the variety of dentitions, patient's age, mouth size and lip shape.                                      |                                                                                     |
| SPECIFICATION         | Occlusal adult and child rounded (measures: 18x7x5,5).<br>Occlusal adult and child wide (measures: 18,5x 7,3x6,5).<br>Adult occlusal and buccal (measures: 18,25x6,20x2,75).<br>Child occlusal and buccal (measures: 17,5x5,70x2,75).                                                  |                                                                                     |
| COMPOSITION           | Grade 304 stainless steel.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| PACKAGE               | 1 unit.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| INSTRUCTIONS FOR USE  | Light bouncing off a mirror will show an image of whatever is in front of it, when focused through the lens of the eye or a camera.<br>Mirrors reverse the direction of the image at an equal but opposite angle from which the light shines on it.                                    |                                                                                     |
| INTENDED USE          | Photographic mirrors are used as an aid in intraoral photography. They help capture occlusal, lingual and buccal views of tissue in the mouth.<br>The surfaces of the double-ended stainless steel intraoral photographic mirrors are configured at 30° to each other for ease of use. |                                                                                     |
| STORAGE AND TRANSPORT | No special storage or transport conditions are required.                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |