

FICHA TÉCNICA

FRESAS PARA POSTES PROCLINIC		
REFERENCIAS	77919: Ø 1,0 MM 77929: Ø 1,2MM 77939: Ø 1,4MM 77949: Ø 1,6MM	
FABRICANTE / RESPONSABLE	MEDICURE INSTRUMENTS Sardar Pura Muzaffar Pura 51310 – Sialkot Pakistan	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, Directiva 93/42/CEE.	
DESCRIPCIÓN	Fresas para postes. Pueden ser utilizados hasta la disminución de la capacidad de corte.	
ESPECIFICACIÓN	Disponibles en diferentes diámetros: Ø 1 mm, Ø 1,2 mm, Ø 1,4 mm, Ø 1,6 mm.	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable.	
PRESENTACIÓN	1 unidad por envase.	
ESTERILIZACIÓN	Debe ser esterilizado con calor húmedo a 134ºC durante 5 minutos de ciclo completo. El tiempo de secado es de 10 minutos. En cualquier caso, será necesario antes de las operaciones de esterilización limpiar el dispositivo con agua corriente limpia y colocarlo dentro de las bolsas individuales específicas, antes de colocar el dispositivo en el interior de la autoclave.	
ADVERTENCIAS	El uso de sustancias como la soda cáustica, sales, mercurio así como chemiclave, pueden cambiar el brillo y el aspecto estético de los instrumentos sin comprometer su funcionalidad.	
FINALIDAD	Fresas para utilizar con postes.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No se requieren condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

TECHNICAL DATA SHEET

POST DRILLS PROCLINIC		
REFERENCES	77919: Ø 1,0 MM 77929: Ø 1,2MM 77939: Ø 1,4MM 77949: Ø 1,6MM	
MANUFACTURER	MEDICURE INSTRUMENTS Sardar Pura Muzaffar Pura 51310 – Sialkot Pakistan	
CLASSIFICATION	Class I Medical Device, Directive 93/42/EEC.	
DESCRIPTION	Post drills. The burs can be used until their cutting capacity is decreased.	
SPECIFICATION	They are available in the following diameters: Ø 1 mm, Ø 1.2 mm, Ø 1.4 mm, Ø 1.6 mm.	
COMPOSITION	Stainless steel.	
PACKAGING	1 unit per-container.	
STERILIZATION	It then must be steam-sterilised at 134°C for 5 minutes in a complete cycle. Drying time 10 minutes. Before sterilisation, in any case, you must clean the bur under clean running water and put it inside an individual sterilising pouch before putting it into the autoclave.	
WARNING	Substances such as caustic soda, salts, mercury or chemiclave can affect the shine on the surface of the instruments without compromising their functionality.	
INTENDED USE	Drills for use with posts.	
INSTRUCTIONS FOR USE	See instructions on the product.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	No special storage and transport conditions are required.	