

FICHA TÉCNICA

POSTES ANATÓMICOS DE FIBRA DE CARBONO		
REFERENCIAS	7795	
FABRICANTE / RESPONSABLE	BIOLOREN S.R.L Via Alessandro Volta, 59 21047 Saronno Italy info@bioloren.com	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, Directiva 93/42/CEE.	
DESCRIPCIÓN	Postes Anatómicos de Fibra de Carbono que representan una importante innovación para la reconstrucción protésica del diente desvitalizado. Módulo de elasticidad similar a la dentina, ausencia de fractura radicular, estructura con fibra longitudinal, ausencia de oxidación y corrosión, forma cilindro-cónica. Ventajas: Fácil remoción del poste en caso de retratamiento, estabilidad y biocompatibilidad, ausencia de fracturas en el poste, uniforme distribución del estrés oclusal.	
COMPOSICIÓN	Fibra especial de vidrio y matriz resinosa epóxida. Composición en base a sulfato de bario.	
PRESENTACIÓN	KIT: 30 postes en 4 tamaños + 4 fresas.	
FINALIDAD	Reconstrucción protésica del diente desvitalizado, utilizado para la cementación y reconstrucción del muñón.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No se requieren condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

TECHNICAL DATA SHEET

CARBON FIBRE REFILL PROCLINIC		
REFERENCES	7795	
MANUFACTURER	BIOLOREN S.R.L Via Alessandro Volta, 59 21047 Saronno Italy info@bioloren.com	
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device, Directive 93/42/EEC.	
DESCRIPTION	Anatomical Carbon Fiber Posts that represent an important innovation for the prosthetic reconstruction of the devitalized tooth. Modulus of elasticity similar to dentin, absence of root fracture, structure with longitudinal fiber, absence of oxidation and corrosion, cylindrical-conical shape. Advantages: Easy removal of the post in case of retreatment, stability and biocompatibility, absence of post fractures, uniform distribution of occlusal stress.	
COMPOSITION	Special fiberglass and epoxy resin matrix. Composition based on barium sulfate.	
PACKAGING	KIT: 30 posts in 4 sizes + 4 drills.	
INTENDED USE	Prosthetic reconstruction of the devitalized tooth, used for cementation and reconstruction of the stump.	
INSTRUCTIONS FOR USE	See instructions on the product.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	No special storage and transport conditions are required.	