

## FICHA TÉCNICA

|                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PUNTAS APLICADORAS PARA COMPOSITE FLOW |                                                                                                                                                                         |  |
| REFERENCIA                             | 7850                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| FABRICANTE / RESPONSABLE               | Shanghai Dochem Industries Co. ,Ltd.<br>Suite E2014, 2nd Floor<br>No. 3558, Zhenbei Road, Putuo District,<br>Shanghai - China.                                          |                                                                                     |
| CLASIFICACIÓN                          | Producto Sanitario Clase I conforme al Reglamento 2017/745/UE.                                                                                                          |                                                                                     |
| DESCRIPCIÓN                            | Puntas para composite dispensadoras, luer lock, roma, a granel, no estéril.                                                                                             |                                                                                     |
| ESPECIFICACIONES                       | - Tipo: 20G<br>- Diámetro interno: 0,60 mm.<br>- Diámetro externo: 0,91 mm.                                                                                             |                                                                                     |
| COMPOSICIÓN                            | Tubo: Acero inoxidable SUS304.<br>Resina del soporte: Polipropileno grado médico (PP).<br>Color del soporte: Negro.<br>Pegamento: Adhesivo plastic grado médico UV / M. |                                                                                     |
| PRESENTACIÓN                           | Bolsa plástica de 25 unidades.                                                                                                                                          |                                                                                     |
| FINALIDAD                              | Puntas diseñadas para garantizar una aplicación precisa del composite, lo que es esencial para lograr resultados óptimos en procedimientos dentales.                    |                                                                                     |
| ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE            | No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.                                                                                                      |                                                                                     |

## TECHNICAL DATA SHEET

|                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DISPENSING TIPS MICRO FLOW COMPOSITE |                                                                                                                                                                    |  |
| REFERENCE                            | 7850                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| MANUFACTURER                         | Shanghai Dochem Industries Co. ,Ltd.<br>Suite E2014, 2nd Floor<br>No. 3558, Zhenbei Road, Putuo District,<br>Shanghai - China.                                     |                                                                                     |
| CLASSIFICATION                       | Class I Medical Device in accordance with Regulation 2017/745/EU.                                                                                                  |                                                                                     |
| DESCRIPTION                          | Dispensing tip, luer lock, blunt, bulk, non-sterile.                                                                                                               |                                                                                     |
| SPECIFICATION                        | Composite tips:<br>- Type: 20G<br>- Internal diameter: 0,60 mm.<br>- Outer diameter: 0.91 mm.                                                                      |                                                                                     |
| COMPOSITION                          | Tube: Stainless steel SUS304.<br>Resin for Hub: Medical Grade Polypropylene (PP).<br>Colour batch for hub: Black.<br>Glue: Medical grade plastic adhesive UV glue. |                                                                                     |
| PACKAGE                              | Plastic bag of 25 units.                                                                                                                                           |                                                                                     |
| INTENDED USE                         | Tips designed to ensure precise composite application, which is essential to achieve optimal results in dental procedures.                                         |                                                                                     |
| INSTRUCTIONS FOR USE                 | See product instructions for use.                                                                                                                                  |                                                                                     |
| STORAGE AND TRANSPORT                | It does not require special storage and transportation conditions.                                                                                                 |                                                                                     |