

FICHA TÉCNICA

ADHESIVO UNIVERSAL PROCLINIC EXPERT		
REFERENCIA	78564	
FABRICANTE / RESPONSABLE	P.L. Superior Dental Materials GmbH Stiller Weg 15a - 22607 Hamburg Germany	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, conforme el Reglamento (UE) 2017/745.	
DESCRIPCIÓN	Agente adhesivo universal fotopolimerizable para restauración adhesiva.	
ESPECIFICACIONES	Tiempo de fotopolimerización recomendado: 20 s Densidad relativa (20 °C): 1,07 g/cm ³ Fuerza adhesiva a la dentina (tras fotopolimerización): >15MPa Fuerza adhesiva al esmalte (tras fotopolimerización): >15MPa	
ENVASE	Envase con una unidad de 5 ml.	
COMPOSICIÓN	Metacrilatos modificados, MDP, catalizadores, estabilizadores en etanol, fotoiniciadores. No contiene derivados de BPA tal como la resina BisGMA.	
FINALIDAD PREVISTA	Se utiliza para restauración adhesiva con la técnica de autograbado, grabado selectivo o grabado total. Uso profesional dental.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	En determinados casos, el material puede provocar una reacción de sensibilización en pacientes con hipersensibilidad a alguno de los ingredientes. En estos casos, no debe utilizarse el material. No pueden descartarse las irritaciones provocadas por el contacto directo con la pulpa. Por tanto, a fin de proteger la pulpa, deben cubrirse las áreas próximas a esta con una fina capa de material a base de hidróxido de calcio. Incompatibilidad con otros materiales: No utilice el material junto con sustancias que contengan eugenol, puesto que este compuesto impide la correcta polimerización del material. Tampoco almacene el material cerca de productos que contengan eugenol ni deje que entre en contacto con materiales que contengan dicho compuesto. El material no polimerizado puede resultar irritante y provocar una reacción de sensibilización a los metacrilatos.	
VIDA ÚTIL	2 años desde la fecha de fabricación.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No debe almacenarse a temperaturas superiores a 25 °C ni exponerse a la luz solar directa.	

TECHNICAL DATA SHEET

UNIVERSAL ADHESIVE PROCLINIC EXPERT		
REFERENCE	78564	
MANUFACTURER	P.L. Superior Dental Materials GmbH Stiller Weg 15a - 22607 Hamburg Germany	
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device, in accordance with Regulation (EU) 2017/745.	
DESCRIPTION	Universal adhesive based on methacrylates for adhesive restorations.	
SPECIFICATIONS	Recommended curing time (light cure): 20 s Specific gravity (20 °C): 1,07 g/cm ³ Adhesive strength to dentine (light cure, 20 s): >15MPa Adhesive strength to enamel (light cure, 20 s): >15MPa	
COMPOSITION	Modified methacrylates, MDP, catalysts, ethanol stabilizers, photoinitiators. It does not contain BPA derivatives.	
PACKAGE	Package with one unit of 5 ml.	
INTENDED USE	Used for the adhesive restoration for the self-etch technique, selective enamel etching or total-etch technique. Professional dental use.	
SAFETY INFORMATION	In some cases, the material may cause a sensitizing reaction in patients with a hypersensitivity to any of the ingredients. In these cases, the material should not be used. Irritations resulting from direct contact with the pulp cannot be ruled out. Therefore, for pulp protection areas close to the pulp should be covered with a thin layer of calcium hydroxide material. Incompatibility with other materials: Do not use in combination with substances containing eugenol because eugenol inhibits the polymerization of the material. Do not store the material in proximity of eugenol containing products. Don't let the material come into contact with materials containing eugenol. Unpolymerized material may have an irritating effect and may lead to a sensitizing reaction against methacrylates.	
SHELF LIFE	2 years from the date of manufacture.	
STORAGE AND TRANSPORT	Do not store above 25 °C. Avoid storage in direct sunlight.	