

FICHA TÉCNICA

CALIBRADOR		
REFERENCIA	80256	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia.	
DESCRIPCIÓN	Calibrador decimal.	
ESPECIFICACIÓN	Puntas finas para hacer medidas hasta 10 cm Medidas (cm): 15 cm de largo x 1 punta	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable.	
VIDA ÚTIL	La vida útil del instrumento depende de la frecuencia de uso, el cuidado del usuario y los métodos de reprocesamiento adecuados.	
PRESENTACIÓN	Contiene una unidad.	
FINALIDAD	Instrumentos para coronas.	
ESTERILIZACIÓN	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Esterilizar a 177 °C en autoclave durante al menos 4 minutos, seguido de un secado adecuado.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

TECHNICAL DATA SHEET

CALIBRATOR		
REFERENCE	80256	
MANUFACTURER	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia.	
DESCRIPTION	Decimal calibrator.	
SPECIFICATION	Thin tips to make measurements up to 10 cm Measurements (cm): 15 cm long x 1 tip.	
COMPOSITION	Stainless steel.	
SHELF LIFE	Instrument lifetime depends on frequency of use, user care and proper reprocessing methods.	
PACKAGE	1 unit.	
INTENDED USE	Instruments for crowns.	
STERILIZATION	All instruments should be examined, cleaned and sterilized before each use. Sterilize at 177 oC in autoclave for at least 4 minutes, followed by adequate drying.	
STORAGE AND TRANSPORT	It does not require special storage and transportation conditions.	