

FICHA TÉCNICA

POSTES FIBRA DE VIDRIO REPOSICIÓN		
REFERENCIAS	81001: 1,0 MM. 81002: 1,2 MM. 81003: 1,4 MM. 81004: 1,6 MM.	
FABRICANTE / RESPONSABLE	BIOLOREN S.R.L Via Alessandro Volta, 59 21047 Saronno Italy info@bioloren.com	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, Directiva 93/42/CEE.	
DESCRIPCIÓN	Postes de Fibra de Vidrio para la reconstrucción de dientes desvitalizados. Características: - Presenta una óptima afinidad con el cemento utilizado para la cementación y reconstrucción del muñón. - Forma cilindro-cónica. - Gama de dimensiones que permite seleccionar el poste que mejor se adapte a la anatomía. - Superficie microrrugosa que garantiza el mejor contacto con la superficie del diente. - Color similar a la dentina. - Fácil utilización. - Considerable reducción de coste. - Esterilizables a 121º o 134º.	
ESPECIFICACIÓN	<u>Medidas:</u> 81001: 1,0 MM. 81002: 1,2 MM. 81003: 1,4 MM. 81004: 1,6 MM.	
COMPOSICIÓN	Realizados con una fibra especial de vidrio y matriz resinosa, con fibra longitudinal.	
PRESENTACIÓN	5 unidades por envase.	
FINALIDAD	Están diseñados para ser utilizados en tratamientos odontológicos, específicamente en la reconstrucción de dientes endodonciados.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No se requieren condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

TECHNICAL DATA SHEET

ANATOMIC FIBERGLASS POST		
REFERENCES	81001: 1,0 MM. 81002: 1,2 MM. 81003: 1,4 MM. 81004: 1,6 MM.	
MANUFACTURER	BIOLOREN S.R.L Via Alessandro Volta, 59 21047 Saronno Italy info@bioloren.com	
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device, according to Directive 93/42/EEC.	
DESCRIPTION	Fiberglass posts for the reconstruction of devitalized teeth. Features: - Presents optimum affinity with the cement used for cementation and core build-up. - Cylindrical-conical shape. - Range of dimensions that allows the selection of the post that best adapts to the anatomy. - Microrough surface that guarantees the best contact with the tooth surface. - Color similar to dentin. - Easy to use. - Considerable cost reduction. - Sterilizable at 121° or 134°.	
SPECIFICATION	<u>Measures:</u> 81001: 1,0 MM. 81002: 1,2 MM. 81003: 1,4 MM. 81004: 1,6 MM.	
COMPOSITION	Made with a special glass fiber and resin matrix, with longitudinal fiber.	
PACKAGING	5 units per container.	
INTENDED USE	They are designed to be used in dental treatments, specifically in the reconstruction of endodontic teeth.	
INSTRUCTIONS FOR USE	See instructions on the product.	
STORAGE AND TRANSPORT	No special storage and transport conditions are required.	