

FICHA TÉCNICA

CEPILLOS DE PULIDO DORADO BESTDENT		
REFERENCIAS	81839	
FABRICANTE / RESPONSABLE	STODDARD MANUFACTURING Co. Ltd. BLACKHORSE ROAD, LETCHWORTH, HERTS, SG6 1HB, ENGLAND Tel: + 44 (0) 1462 686221 www.stoddard.co.uk	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, Directiva 93/42/CEE.	
DESCRIPCIÓN	- Cepillos de pulir en forma de copa con carburo de silicio incorporado. - No se necesita utilizar pasta de pulir de ningún tipo. - Puede ser utilizado con o sin enfriamiento por agua: de 5.000 a 10.000 rpm. - Esterilizable hasta 140º C.	
COMPOSICIÓN	Poli (cloruro de isoftaloilo / m-fenilendiamina) carbón, cargado con arena abrasiva de carburo de silicio. Vástago de latón, virola de latón, anillo de latón.	
PRESENTACIÓN	10 unidades por envase.	
FINALIDAD PREVISTA	Indicados para pulir las zonas oclusales de las restauraciones hechas en composite, compómero o cerámica de manera sencilla y rápida.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No se requieren condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

TECHNICAL DATA SHEET

GOLDEN POLISHING BRUSHES BESTDENT		
REFERENCES	81839	
MANUFACTURER	STODDARD MANUFACTURING Co. Ltd. BLACKHORSE ROAD, LETCHWORTH, HERTS, SG6 1HB, ENGLAND Tel: + 44 (0) 1462 686221 www.stoddard.co.uk	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class IIa, Directive 93/42/EEC.	
DESCRIPTION	- Cup-shaped polishing brushes with built-in silicon carbide. - You do not need to use polishing paste of any kind. - It can be used with or without water cooling: from 5,000 to 10,000 rpm. - Sterilizable up to 140° C.	
COMPOSITION	Poly (isophthaloyl chloride / m-phenylenediamine) carbon, loaded with silicon carbide abrasive sand. Brass stem, brass ferrule, brass ring.	
PACKAGE	10 units per-container.	
INTENDED USE	Indicated for polishing the occlusal areas of restorations made of composite, compomer or ceramic in a simple and fast way.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	No special storage and transport conditions are required.	