

FICHA TÉCNICA

DISCOS DE PULIR PROCLINIC		
REFERENCIAS	98070: Ø 10 MM GRUESO 98071: Ø 10 MM MEDIO 98072: Ø 10 MM FINO 98073: Ø 10 MM EXTRAFINO 98075: Ø 14 MM GRUESO 98076: Ø 14 MM MEDIO 98077: Ø 14 MM FINO 98078: Ø 14 MM EXTRAFINO	
FABRICANTE / RESPONSABLE	EVE Ernst Vetter GmbH Neureutstr. 6- 75210 Keltern Germany Tel.: +49 7231 97 77 -0 Fax: +49 7231 97 77 -99 E-Mail: info@eve-rotary.com	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, conforme el Reglamento (UE) 2017/745.	
DESCRIPCIÓN	Discos de plástico para un excelente acabado y pulido. Muy flexibles, recubiertos con óxido de aluminio. Disponibles en cuatro granos de abrasividad y dos diámetros (10 mm y 14 mm) para cubrir todas las necesidades clínicas.	
ESPECIFICACIÓN	Tamaño del grano: Grano grueso: 50-100 micras Grano medio: 30-50 micras Grano fino: 15-30 micras Grano extra fino: 2-15 micras	
COMPOSICIÓN	Plástico, recubierto con óxido de aluminio.	
PRESENTACIÓN	100 discos de plástico.	
FINALIDAD	Especialmente diseñados para el pulido interdental, el sistema de Discos de Pulido Proclinic ofrece una solución completa para obtener un brillo superior en cada restauración.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

TECHNICAL DATA SHEET

POLISHING DISCS PROCLINIC		
REFERENCES	98070: Ø 10 MM THICK 98071: Ø 10 MM MEDIUM 98072: Ø 10 MM FINE 98073: Ø 10 MM EXTRA FINE 98075: Ø 14 MM THICK 98076: Ø 14 MM MEDIUM 98077: Ø 14 MM FINE 98078: Ø 14 MM EXTRA FINE	
MANUFACTURER	EVE Ernst Vetter GmbH Neureutstr. 6- 75210 Keltern Germany Tel.: +49 7231 97 77 -0 Fax: +49 7231 97 77 -99 E-Mail: info@eve-rotary.com	
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device, in accordance with Regulation (EU) 2017/745.	
DESCRIPTION	Plastic discs for an excellent finish and polish. Very flexible, coated with aluminum oxide. Available in four abrasiveness grains and two diameters (10mm and 14mm) to cover all clinical needs.	
SPECIFICATION	Grain size: Coarse grain: 50-100 microns Medium grain: 30-50 microns Fine grain: 15-30 microns Extra fine grain: 2-15 microns	
COMPOSITION	Plastic, coated with aluminum oxide.	
PACKAGING	100 plastic discs.	
INTENDED USE	Specially designed for interdental polishing, the Proclenic Polishing Disc system offers a complete solution to obtain a superior shine in every restoration.	
INSTRUCTIONS FOR USE	See instructions on the product.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	It does not require special storage and transport conditions.	