

FICHA TÉCNICA

MANDRIL PROCLINIC		
REFERENCIAS	98079	
FABRICANTE / RESPONSABLE	EVE Ernst Vetter GmbH Neureutstr. 6- 75210 Keltern Germany Tel.: +49 7231 97 77 -0 Fax: +49 7231 97 77 -99 E-Mail: info@eve-rotary.com	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, conforme el Reglamento (UE) 2017/745.	
DESCRIPCIÓN	Mandriles de precisión de acero inoxidable para pulidoras no montadas.	
ESPECIFICACIÓN	Diámetro: 2.35 mm.	
COMPOSICION	Acero inoxidable.	
PRESENTACIÓN	3 unidades por caja.	
ESTERILIZACIÓN	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales. El final de la vida útil de los instrumentos viene determinado por el desgaste y los daños durante el uso, y los instrumentos deben inspeccionarse para detectar defectos durante el proceso de limpieza preliminar. Esterilizar en autoclave o calor seco.	
FINALIDAD	Para pulidores desmontados.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

TECHNICAL DATA SHEET

MANDRELS PROCLINIC		
REFERENCES	98079	
MANUFACTURER	EVE Ernst Vetter GmbH Neureutstr. 6- 75210 Keltern Germany Tel.: +49 7231 97 77 -0 Fax: +49 7231 97 77 -99 E-Mail: info@eve-rotary.com	
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device, in accordance with Regulation (EU) 2017/745.	
DESCRIPTION	Stainless steel precision mandrels for unmounted polishers.	
SPECIFICATION	Diameter: 2.35 mm.	
COMPOSITION	Stainless Steel.	
PACKAGING	3 units per package.	
STERILIZATION	All instruments should be examined, cleaned and sterilized before each use. Use detergents and disinfectants suitable for medical or dental instruments. The end of life of instruments is determined by wear and damage during use, and instruments should be inspected for defects during the preliminary cleaning process. Sterilize in autoclave or dry heat.	
INTENDED USE	For unmounted polishers	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	It does not require special storage and transport conditions.	