

FICHA TÉCNICA

PIEDRA POMEZ GRANO FINO																						
REFERENCIAS	H00391																					
FABRICANTE / RESPONSABLE	FAMADENT S.L.U. Garrotxa, 6 Polígono Empordà Internacional 17469 Vilamalla - España T +34 972 526 169																					
DESCRIPCIÓN	Piedra pómez en polvo. Grano fino.																					
ESPECIFICACIÓN	<u>Granulometría:</u> <table><tr><td>Tamaño Partícula</td><td>pasa</td></tr><tr><td>106 µm</td><td>99.5-100 %</td></tr><tr><td>90 µm</td><td>95-100 %</td></tr><tr><td>75 µm</td><td>86-98 %</td></tr><tr><td>45 µm</td><td>63-77 %</td></tr></table> <table><tr><td>Dureza Mohrs:</td><td>6</td></tr><tr><td>pH:</td><td>7.2</td></tr><tr><td>Pérdida por ignición:</td><td>5 %</td></tr><tr><td>Densidad aparente:</td><td>2 227 g / l</td></tr></table> <table><tr><td>Contenido en SiO₂:</td><td>70.5 %</td></tr></table>		Tamaño Partícula	pasa	106 µm	99.5-100 %	90 µm	95-100 %	75 µm	86-98 %	45 µm	63-77 %	Dureza Mohrs:	6	pH:	7.2	Pérdida por ignición:	5 %	Densidad aparente:	2 227 g / l	Contenido en SiO ₂ :	70.5 %
Tamaño Partícula	pasa																					
106 µm	99.5-100 %																					
90 µm	95-100 %																					
75 µm	86-98 %																					
45 µm	63-77 %																					
Dureza Mohrs:	6																					
pH:	7.2																					
Pérdida por ignición:	5 %																					
Densidad aparente:	2 227 g / l																					
Contenido en SiO ₂ :	70.5 %																					
COMPOSICIÓN	Pumice F.																					
PRESENTACIÓN	1 Bidón de 15 kg.																					
CADUCIDAD	El producto no caduca.																					
FINALIDAD	Para el pulido de resinas acrílicas.																					
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Conservar en su embalaje en un ambiente seco y libre de humedad.																					

TECHNICAL DATA SHEET

PUMICE POWDER FINE																						
REFERENCES	H00391																					
MANUFACTURER	FAMADENT S.L.U. Garrotxa, 6 Polígono Empordà Internacional 17469 Vilamalla - España T +34 972 526 169																					
DESCRIPTION	Pumice powder fine.																					
SPECIFICATION	<u>Granulometry :</u> <table><tr><td>Particle size</td><td>passes</td></tr><tr><td>106 µm</td><td>99.5-100 %.</td></tr><tr><td>90 µm</td><td>95-100 % 90 µm</td></tr><tr><td>75 µm</td><td>86-98 % 75 µm 86-98</td></tr><tr><td>45 µm</td><td>63-77 % 45 µm 63-77 %</td></tr></table> <table><tr><td>Mohrs hardness:</td><td>6</td></tr><tr><td>pH:</td><td>7.2</td></tr><tr><td>Loss on ignition:</td><td>5 %</td></tr><tr><td>Bulk density:</td><td>2 227 g / l</td></tr></table> <table><tr><td>SiO2 content:</td><td>70.5 %</td></tr></table>		Particle size	passes	106 µm	99.5-100 %.	90 µm	95-100 % 90 µm	75 µm	86-98 % 75 µm 86-98	45 µm	63-77 % 45 µm 63-77 %	Mohrs hardness:	6	pH:	7.2	Loss on ignition:	5 %	Bulk density:	2 227 g / l	SiO2 content:	70.5 %
Particle size	passes																					
106 µm	99.5-100 %.																					
90 µm	95-100 % 90 µm																					
75 µm	86-98 % 75 µm 86-98																					
45 µm	63-77 % 45 µm 63-77 %																					
Mohrs hardness:	6																					
pH:	7.2																					
Loss on ignition:	5 %																					
Bulk density:	2 227 g / l																					
SiO2 content:	70.5 %																					
COMPOSITION	Pumice F.																					
PACKAGING	1 Drum of 15 kg.																					
EXPIRATION	The product does not expire.																					
INTENDED USE	For polishing acrylic resins.																					
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in its packaging in a dry and humidity free environment.																					