

FICHA TÉCNICA

CERA PRESS CALCINABLE PROCLINIC			
REFERENCIAS	H20028: AMARILLO. H20030: DENTINA.		
FABRICANTE / RESPONSABLE	Al Dente Dentalprodukte GmbH Borsigstr. 1 - D-38644 Goslar +49 (0) 5321-80031 info@aldente.de Emergency Telephone Number: +49 (0) 171 8637790		
DESCRIPCIÓN	- Cera calcinable especial para técnicas de inyección de cerámica. - Gracias a su alta estabilidad y bajo rango de fusión las cúspides y caracterizaciones especiales pueden ser modeladas con exactitud. - Libres de ingredientes opacos que evitan reacciones indeseadas con el revestimiento. - Temperatura de trabajo 55°C.		
COMPOSICIÓN	Parafina.		
PRESENTACIÓN	Lata de 65 g.		
FINALIDAD PREVISTA	Especialmente desarrollada para técnicas de inyección de cerámica.		
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No se requieren condiciones especiales de almacenamiento y transporte.		

TECHNICAL DATA SHEET

CASTABLE PRESS WAX PROCLINIC		
REFERENCES	H20028: YELLOW. H20030: DENTINE.	
MANUFACTURER	Al Dente Dentalprodukte GmbH Borsigstr. 1 - D-38644 Goslar +49 (0) 5321-80031 info@aldente.de Emergency Telephone Number: +49 (0) 171 8637790	
DESCRIPTION	- Special castable wax for ceramic injection techniques. - Thanks to their high stability and low melting range, cusps and special characterizations can be accurately modeled. - Free of opaque ingredients that avoid unwanted reactions with the coating. - Working temperature 55°C.	
COMPOSITION	Paraffin.	
PACKAGING	65 g can.	
INTENDED USE	Specially developed for ceramic injection techniques.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	No special storage and transport conditions are required.	