

FICHA TÉCNICA

OCCLUSIÓN SPRAY		
REFERENCIAS	H20663: Spray verde. H20666: Spray blanco.	
FABRICANTE/ RESPONSABLE	PRISMAN GmbH Otto-Hahn-Ring 6-18 D-64653 Lorsch Phone: +49 (0)6251-866 980-0	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, reglamento 2017/745 (EU).	
DESCRIPCIÓN	Spray de oclusión en color, para un marcado claro de zonas irregulares en la confección de coronas, puentes o elementos que intervienen en la articulación.	
ESPECIFICACIÓN	Color: Verde y Blanco.	
PRESENTACIÓN	Botes de 75 ml.	
INSTRUCCIONES DE USO	Spray marcador en polvo para visualizar los puntos y las superficies de contacto en el campo dental. El spray a base de polvos de distintos colores se rocía sobre los puntos oclusales que se desean examinar. La parte pulverizada se cubre con una delgada película, la cual se deja retirar con agua, sin dejar residuos. Advertencia sobre la aplicación: Agitar antes de usar. Rociar levemente la superficie oclusal desde una distancia de 3 a 5 cm. Advertencias de seguridad: H222 - Aerosol extremadamente inflamable.	
FINALIDAD PREVISTA	Spray de oclusión para comprobar los puntos de contacto al colocar coronas.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Protéjase de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C / 122 °F.	

TECHNICAL DATA SHEET

OCCLUSION SPRAY		
REFERENCES	H20663: Spray green. H20666: Spray white.	
MANUFACTURER	PRISMAN GmbH Otto-Hahn-Ring 6-18 D-64653 Lorsch Phone: +49 (0)6251-866 980-0	
CLASSIFICATION	Class I Medical Device, regulation 2017/745 (EU).	
DESCRIPTION	Colored occlusion spray for clear marking of irregular areas in the fabrication of crowns, bridges or elements involved in the joint.	
SPECIFICATION	Color: Green and White.	
PACKAGE	Jars 75 ml.	
INSTRUCCIONS FOR USE	Powder marker spray for visualization of points and contact surfaces in the dental field. The powder-based spray is sprayed onto the occlusal points to be examined. The sprayed part is covered with a thin film, which can be removed with water without leaving any residue. Warning on the application: Shake before use. Lightly spray the occlusal surface from a distance of 3 to 5 cm. Safety warnings: H222 - Extremely flammable aerosol.	
INTENDED USE	Occlusion spray for checking contact points when placing crowns.	
STORAGE AND TRANSPORT	Protect from sunlight. Do not expose to temperatures above 50 °C / 122 °F.	