

FICHA TÉCNICA

FRESA WIDIA CORTE GRUESO		
REFERENCIAS	H20729: FRESA WIDIA CORTE GRUESO 5250-060 PROC. H20731: FRESA WIDIA CORTE GRUESO 5450-060 PROC.	
FABRICANTE / RESPONSABLE	EDENTA Hauptstrasse 7, CH-9434 AU/SG +41 (0) 71 747 25 25 info@edenta.ch	
CLASIFICACIÓN	Producto No Sanitario (Clase protésico).	
DESCRIPCIÓN	Dentado cruzado grueso. 10000 RPM.	
ESPECIFICACIONES	<u>Medidas</u> H20729: Largo 12 y de diámetro 0.60 mm. H20731: Largo 14 mm y de diámetro 0.60 mm.	
COMPOSICIÓN	Carburo de tungsteno.	
PRESENTACIÓN	1 unidad.	
INSTRUCCIONES DE USO SEGURO	Los dispositivos son reutilizables, y es necesario limpiarlos y esterilizarlos antes de cada uso. Si hay alguna indicación de óxido, el instrumento no debe usarse.	
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales. El final de la vida útil de los instrumentos viene determinado por el desgaste y los daños durante el uso, y los instrumentos deben inspeccionarse para detectar defectos durante el proceso de limpieza preliminar.	
FINALIDAD	Fresa para la reducción agresiva de todas las resinas, cubetas y escayola.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

TECHNICAL DATA SHEET

COARSE CUT WIDIA MILLING CUTTER		
REFERENCES	H20729: WIDIA COARSE CUTTER 5250-060 PROC. H20731: COARSE CUT WIDIA CUTTER 5450-060 PROC.	
MANUFACTURER	EDENTA Hauptstrasse 7, CH-9434 AU/SG +41 (0) 71 747 25 25 info@edenta.ch	
CLASSIFICATION	Non-Sanitary Product (Prosthetic Class).	
DESCRIPTION	Coarse cross-toothed. 10000 RPM.	
SPECIFICATIONS	<u>Dimensions</u> H20725: Length 12 mm and diameter 0.60 mm. H20727: Length 14 mm and diameter 0.60 mm.	
COMPOSITION	Tungsten carbide.	
PACKAGING	1 unit.	
INSTRUCTIONS FOR SAFE USE	The devices are reusable and must be cleaned and sterilized before each use. before each use. If there is any indication of rust, the instrument should not be used.	
CLEANING AND STERILIZATION	All instruments should be examined, cleaned and sterilized before each use. Use detergents and disinfectants suitable for medical or dental instruments. The end of life of instruments is determined by wear and damage during use, and instruments should be inspected for defects during the preliminary cleaning process.	
INTENDED USE	Milling cutter for aggressive reduction of all resins, trays and plaster.	
STORAGE AND TRANSPORT	It does not require special storage and transportation conditions.	