

FICHA TÉCNICA

FRESA WIDIA PARA PLANCHAS		
REFERENCIAS	H20733	
FABRICANTE / RESPONSABLE	EDENTA Hauptstrasse 7, CH-9434 AU/SG +41 (0) 71 747 25 25 info@edenta.ch	
CLASIFICACIÓN	Producto No Sanitario (Clase protésico).	
DESCRIPCIÓN	Fresa punzón. Permite una separación rápida y segura de las piezas termoconformadas. Evita la saturación de material. 25.000 rpm materiales blandos. 5.000-10.000 rpm materiales duros.	
ESPECIFICACIONES	<u>Medidas</u> H20733: Largo 9 mm y de diámetro 0.23 mm.	
COMPOSICIÓN	Carburo de tungsteno.	
PRESENTACIÓN	1 unidad.	
INSTRUCCIONES DE USO SEGURO	Los dispositivos son reutilizables, y es necesario limpiarlos y esterilizarlos antes de cada uso. Si hay alguna indicación de óxido, el instrumento no debe usarse.	
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales. El final de la vida útil de los instrumentos viene determinado por el desgaste y los daños durante el uso, y los instrumentos deben inspeccionarse para detectar defectos durante el proceso de limpieza preliminar.	
FINALIDAD	Para eliminar los excesos de material se utilizan las fresas.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

TECHNICAL DATA SHEET

COARSE CUT WIDIA MILLING CUTTER		
REFERENCES	H20733	
MANUFACTURER	EDENTA Hauptstrasse 7, CH-9434 AU/SG +41 (0) 71 747 25 25 info@edenta.ch	
CLASSIFICATION	Non-Sanitary Product (Prosthetic Class).	
DESCRIPTION	Punch milling cutter. Allows fast and safe separation of thermoformed parts. Avoids material saturation. 25.000 rpm soft materials. 5.000-10.000 rpm hard materials.	
SPECIFICATIONS	<u>Dimensions</u> H20733: Length 9 mm and diameter 0.23 mm.	
COMPOSITION	Tungsten carbide.	
PACKAGING	1 unit.	
INSTRUCTIONS FOR SAFE USE	The devices are reusable and must be cleaned and sterilized before each use. before each use. If there is any indication of rust, the instrument should not be used.	
CLEANING AND STERILIZATION	All instruments should be examined, cleaned and sterilized before each use. Use detergents and disinfectants suitable for medical or dental instruments. The end of life of instruments is determined by wear and damage during use, and instruments should be inspected for defects during the preliminary cleaning process.	
INTENDED USE	Milling cutters are used to remove excess material.	
STORAGE AND TRANSPORT	It does not require special storage and transportation conditions.	