

FICHA TÉCNICA

PROSCAN SPRAY ANTIREFLECTORA		
REFERENCIAS	H20818	
FABRICANTE / RESPONSABLE	KUSS DENTAL, S.L ISABEL COLBRAND 10-12 5.LOC.147 Madrid - España	
CLASIFICACIÓN	Producto No sanitario (Clase protésico).	
DESCRIPCIÓN	Spray anti reflectante para el escaneo en laboratorio dental, de alta precisión compatible con todos los sistemas de escaneo actuales y puede ser utilizado sobre cualquier material (Metal, PMMA, Ti) ya que crea una película con pigmentos muy finos, 100% soluble en agua y fácil de dosificar. NO se puede usar para el escaneo intraoral.	
PRESENTACIÓN	400 ml.	
FINALIDAD PREVISTA	Spray anti reflectante indicado para evitar los reflejos de luz indeseados durante el escaneo de objetos.	
RECOMENDACIONES	AGITE BIEN EL BOTE ANTES DE CADA USO. Limpie la superficie de grasas y aceites. Rocíe las superficies desde una distancia de ca. 20 cm	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco y aireado.	

TECHNICAL DATA SHEET

SCAN SPRAY EXTRAORAL		
REFERENCES	H20818	
MANUFACTURER/ RESPONSIBLE	KUSS DENTAL, S.L ISABEL COLBRAND 10-12 5.LOC.147 Madrid - Spain	
CLASSIFICATION	Non-medical device (prosthetic class).	
DESCRIPTION	Anti-reflective spray for dental laboratory scanning, high precision, compatible with all current scanning systems and can be used on any material (Metal, PMMA, Ti) as it creates a film with very fine pigments, 100% water soluble and easy to dose. It can NOT be used for intraoral scanning.	
PACKAGE	400 ml.	
INTENDED USE	Anti-reflective spray indicated to avoid unwanted light reflections during object scanning.	
RECOMMENDATIONS	SHAKE THE CAN WELL BEFORE EACH USE. Clean the surface from grease and oil. Spray surfaces from a distance of ca. 20 cm.	
STORAGE AND TRANSPORT	Store at room temperature in a dry and ventilated place.	