

FICHA TÉCNICA

ESPÁTULA P.K.T. PROCLINIC		
REFERENCIAS	H21055: Color 1 Oro. H21056: Color 2 Verde. H21057: Color 3 Azul. H21058: Color 4 Rojo. H21059: Color 5 Plata.	
FABRICANTE / RESPONSABLE	AURA - DENTAL GmbH Am Hahn 23 - D-97717 Aura an der Saale Tel: +49 (0) 97 04 41 91 Fax: +49 (0) 97 04 78 05 eMail: info@aura-dental.de	
CLASIFICACIÓN	Producto no sanitario (Clase consumo).	
DESCRIPCIÓN	Espátulas con mango de color identificativo.	
ESPECIFICACIÓN	Colores: Oro, verde, azul, rojo y plata.	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable.	
PRESENTACIÓN	1 unidad por envase.	
VIDA ÚTIL	La vida útil de los instrumentos depende de la frecuencia de uso, el cuidado del usuario y los métodos de reprocesamiento adecuados.	
ESTERILIZACIÓN	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales. Esterilizar en autoclave o calor seco.	
FINALIDAD PREVISTA	Para uso en laboratorio de prótesis y clínica dental.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No se requieren condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

TECHNICAL DATA SHEET

SPATULA P.K.T. PROCLINIC		
REFERENCES	H21055: Color Gold. H21056: Color Green. H21057: Color Blue. H21058: Color Red. H21059: Color Silver.	
MANUFACTURER	AURA - DENTAL GmbH Am Hahn 23 - D-97717 Aura an der Saale Tel: +49 (0) 97 04 41 91 Fax: +49 (0) 97 04 78 05 eMail: info@aura-dental.de	
CLASSIFICATION	Not medical device products.	
DESCRIPTION	Stainless steel spatulas with identifiable color handle.	
SPECIFICATION	Colors: Gold, green, blue, red and silver.	
COMPOSITION	Stainless Steel.	
PACKAGING	1 unit per-container.	
SHELF LIFE	The useful life of the instruments depends on the frequency of use, user care and proper reprocessing methods.	
STERILIZATION	All instruments should be examined, cleaned and sterilized before each use. Use detergents and disinfectants suitable for medical or dental instruments. Sterilize in autoclave or dry heat.	
INTENDED USE	For use in prosthetics laboratory and dental clinic.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	No special storage and transport conditions are required.	