

FICHA TÉCNICA

ALICATE ADERER NEW PROCLINIC		
REFERENCIAS	H21075: PEQUEÑO 12CM MÁX. Ø 0,7MM. H21076: MEDIO 13CM MÁX. Ø 0,9MM.	
FABRICANTE / RESPONSABLE	AURA - DENTAL GmbH Am Hahn 23 - D-97717 Aura an der Saale Tel: +49 (0) 97 04 41 91 Fax: +49 (0) 97 04 78 05 eMail: info@aura-dental.de	
CLASIFICACIÓN	Producto no sanitario (Clase consumo).	
DESCRIPCIÓN	Alicate de acero inoxidable de tres puntas tipo Aderer.	
ESPECIFICACIÓN	H21075: PEQUEÑO 12CM MÁX. Ø 0,7MM. H21076: MEDIO 13CM MÁX. Ø 0,9MM.	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable.	
PRESENTACIÓN	1 unidad por envase.	
VIDA ÚTIL	La vida útil de los instrumentos depende de la frecuencia de uso, el cuidado del usuario y los métodos de reprocesamiento adecuados.	
ESTERILIZACIÓN	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales. Esterilizar en autoclave o calor seco.	
FINALIDAD PREVISTA	Doblar alambres.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No se requieren condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

TECHNICAL DATA SHEET

ADERER NEW PLIERS PROCLINIC		
REFERENCES	H21075: SMALL 12CM MAX. Ø 0.7MM. H21076: MEDIUM 13CM MAX. Ø 0.9MM.	
MANUFACTURER	AURA - DENTAL GmbH Am Hahn 23 - D-97717 Aura an der Saale Tel: +49 (0) 97 04 41 91 Fax: +49 (0) 97 04 78 05 eMail: info@aura-dental.de	
CLASSIFICATION	Non-sanitary product (consumer class).	
DESCRIPTION	Aderer type three prong stainless steel pliers.	
SPECIFICATION	H21075: SMALL 12CM MÁX. Ø 0,7MM. H21076: MEDIUM 13CM MÁX. Ø 0,9MM.	
COMPOSITION	Stainless steel.	
PACKAGING	1 unit per-container.	
SHELF LIFE	The useful life of the instruments depends on the frequency of use, user care and proper reprocessing methods.	
STERILIZATION	All instruments should be examined, cleaned and sterilized before each use. Use detergents and disinfectants suitable for medical or dental instruments. Sterilize in autoclave or dry heat.	
INTENDED USE	Bend wires.	
STORAGE AND TRANSPORT	No special storage and transport conditions are required.	