

FICHA TÉCNICA

ALICATE ADAMS NEW PROCLINIC		
REFERENCIAS	H21077	
FABRICANTE / RESPONSABLE	AURA - DENTAL GmbH Am Hahn 23 - D-97717 Aura an der Saale Tel: +49 (0) 97 04 41 91 Fax: +49 (0) 97 04 78 05 eMail: info@aura-dental.de	
CLASIFICACIÓN	Producto no sanitario (Clase consumo).	
DESCRIPCIÓN	Alicate de acero inoxidable tipo Adams.	
ESPECIFICACIÓN	Medidas de 13,5cm.	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable.	
PRESENTACIÓN	1 unidad por envase.	
VIDA ÚTIL	La vida útil de los instrumentos depende de la frecuencia de uso, el cuidado del usuario y los métodos de reprocesamiento adecuados.	
ESTERILIZACIÓN	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales. Esterilizar en autoclave o calor seco.	
FINALIDAD PREVISTA	Doblar alambres.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No se requieren condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

TECHNICAL DATA SHEET

ADAMS NEW PLIERS PROCLINIC		
REFERENCES	H21077	
MANUFACTURER	AURA - DENTAL GmbH Am Hahn 23 - D-97717 Aura an der Saale Tel: +49 (0) 97 04 41 91 Fax: +49 (0) 97 04 78 05 eMail: info@aura-dental.de	
CLASSIFICATION	Non-sanitary product (consumer class).	
DESCRIPTION	Adams type stainless steel pliers.	
SPECIFICATION	Measures 13,5cm.	
COMPOSITION	Stainless steel.	
PACKAGING	1 unit per-container.	
SHELF LIFE	The useful life of the instruments depends on the frequency of use, user care and proper reprocessing methods.	
STERILIZATION	All instruments should be examined, cleaned and sterilized before each use. Use detergents and disinfectants suitable for medical or dental instruments. Sterilize in autoclave or dry heat.	
INTENDED USE	Bend wires.	
STORAGE AND TRANSPORT	No special storage and transport conditions are required.	