

FICHA TÉCNICA

ALICATE PUNTAS SERRADAS NEW PROCLINIC		
REFERENCIA	H21083	
FABRICANTE / RESPONSABLE	AURA - DENTAL GmbH Am Hahn 23 - D-97717 Aura an der Saale Tel: +49 (0) 97 04 41 91 Fax: +49 (0) 97 04 78 05 Email: info@aura-dental.de	
CLASIFICACIÓN	Producto no sanitario (Clase consumo).	
DESCRIPCIÓN	Alicate con puntas serradas.	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable.	
PRESENTACIÓN	1 unidad por envase.	
VIDA ÚTIL	La vida útil de los instrumentos depende de la frecuencia de uso, el cuidado del usuario y los métodos de reprocesamiento adecuados.	
ESTERILIZACIÓN	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales. Esterilizar en autoclave o calor seco.	
FINALIDAD	Doblar alambres.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No se requieren condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

TECHNICAL DATA SHEET

TIPS SERRATED PLIERS NEW PROCLINIC		
REFERENCES	H21083	
MANUFACTURER	AURA - DENTAL GmbH Am Hahn 23 - D-97717 Aura an der Saale Tel: +49 (0) 97 04 41 91 Fax: +49 (0) 97 04 78 05 Email: info@aura-dental.de	
CLASSIFICATION	Non-sanitary product (consumer class).	
DESCRIPTION	Pliers with serrated tips.	
COMPOSITION	Stainless steel.	
PACKAGING	1 unit per container.	
SHELF LIFE	The useful life of the instruments depends on the frequency of use, user care and proper reprocessing methods.	
STERILIZATION	All instruments should be examined, cleaned and sterilized before each use. Use detergents and disinfectants suitable for medical or dental instruments. Sterilize in autoclave or dry heat.	
INTENDED USE	Bend wires.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	No special storage and transport conditions are required.	