

FICHA TÉCNICA

YESO DURO TIPO IV/4		
REFERENCIAS	H62010	
FABRICANTE / RESPONSABLE	MADESPA, S.A. C/ Río Jarama, 120, 45007, Toledo España	
CLASIFICACIÓN	Producto No Sanitario (Clase protésico).	
DESCRIPCIÓN	Yeso extraduro color rosa gingival. Baja expansión y elevada dureza superficial. Tixotrópico. Su óptima fluidez bajo vibración permite reproducir con fidelidad todos los detalles de la impresión. Compatible con todos los materiales de impresión. Conforme norma I.S.O. 6873.	
ESPECIFICACIÓN	Color Rosa. Tipo 4. Proporción de mezcla: 22/23ml-100gr Tiempo de trabajo: 6'-7' Fraguado final: 10'-13' Expansión de fraguado: 0,09% Resistencia a la compresión (1h): 39 MPa Tiempo de mezcla bajo vacío: 30'' Tiempo de mezcla manual: 60''	
COMPOSICIÓN	Sulfato de calcio.	
PRESENTACIÓN	1 unidad de 25 kg.	
VIDA ÚTIL	3 años.	
INSTRUCCIONES DE USO	Poner agua en una taza y añadir lentamente el polvo según la proporción recomendada. Se recomienda utilizar vibrador.	
FINALIDAD PREVISTA	Modelos de coronas y puentes, antagonistas, prótesis parciales / totales y esqueléticos.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Conservar los envases en un lugar seco, bien ventilado y protegido de la humedad.	

TECHNICAL DATA SHEET

HARD NATURAL GYPSUM TYPE IV/4		
REFERENCES	H62010	
MANUFACTURER	MADESPA, S.A. C/ Río Jarama, 120, 45007, Toledo Spain	
CLASSIFICATION	Non-Sanitary Product (Prosthetic Class).	
DESCRIPTION	Extra hard pink gingival gypsum. Low expansion and high surface hardness. Thixotropic. Its excellent fluidity under vibration allows to reproduce with fidelity all the details all the details of the impression. Compatible with all impression materials. Conforms to I.S.O. 6873 standard.	
SPECIFICATION	Pink color. Type 4. Mixing ratio: 22/23ml-100gr. Working time: 6'-7'. Final setting: 10'-13'. Setting expansion: 0,09%. Compressive strength (1h): 39 MPa Mixing time under vacuum: 30 Manual mixing time: 60".	
COMPOSITION	Calcium sulfate.	
PACKAGE	1 unit of 25 kg.	
SHELF LIFE	3 years.	
INSTRUCTIONS FOR USE	Put water in a cup and slowly add the powder according to the recommended proportion. The use of a vibrator is recommended.	
INTENDED USE	Crown and bridge models, antagonists, partial / total and skeletal prostheses.	
STORAGE AND TRANSPORT	Store containers in a dry, well-ventilated place, protected from humidity.	