

FICHA TÉCNICA

YESO EXTRADURO TIPO IV/4 GRIS		
REFERENCIAS	H62020	
FABRICANTE / RESPONSABLE	MADESPA, S.A. C/ Río Jarama, 120, 45007, Toledo España	
CLASIFICACIÓN	Producto No Sanitario (Clase protésico).	
DESCRIPCIÓN	Yeso natural extraduro para muñones. Elevada resistencia a la compresión y baja expansión. Alta tixotropía lo que le permite reproducir hasta los pequeños detalles. Con una ligera vibración alcanza una alta fluidez. No se astilla. La versión en color gris neutro es ideal para trabajos cerámicos. Compatible con todos los materiales de impresión. Conforme norma I.S.O 6873.	
ESPECIFICACIÓN	Proporción de mezcla: 20ml-100gr Tiempo de mezcla: 1' Tiempo de trabajo: 7' Tiempo de fraguado: 11' Expansión de fraguado: 0,07% (2h) Resistencia a la compresión (1h): 49 MPa	
COMPOSICIÓN	Sulfato de calcio.	
PRESENTACIÓN	1 unidad de 6 kg.	
VIDA ÚTIL	3 años.	
INSTRUCCIONES DE USO	Poner agua en una taza y añadir lentamente el polvo según la proporción recomendada. Se recomienda utilizar vibrador.	
FINALIDAD PREVISTA	La construcción de modelos para puentes y coronas, incrustaciones y muñones desmontables. Se aconseja la mezcla mecánica bajo vacío.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Conservar los envases en un lugar seco, bien ventilado y protegido de la humedad.	

TECHNICAL DATA SHEET

EXTRA HARD GYPSUM TYPE IV/4 GREY		
REFERENCES	H62020	
MANUFACTURER	MADESPA, S.A. C/ Río Jarama, 120, 45007, Toledo Spain	
CLASSIFICATION	Non-Sanitary Product (Prosthetic Class).	
DESCRIPTION	Extra hard natural gypsum for stumps. High compressive strength and low expansion. High thixotropy which allows it to reproduce even the smallest details. With a slight vibration it reaches a high fluidity. Does not splinter. The neutral gray version is ideal for ceramic works. Compatible with all printing materials. Conforms to I.S.O. 6873 standard.	
SPECIFICATION	Mixing ratio: 20ml-100gr Mixing time: 1'. Working time: 7'. Setting time: 11'. Setting expansion: 0,07% (2h) Compressive strength (1h): 49 MPa	
COMPOSITION	Calcium sulfate.	
PACKAGE	1 unit of 6 kg.	
SHELF LIFE	3 years.	
INSTRUCTIONS FOR USE	Put water in a cup and slowly add the powder according to the recommended proportion. The use of a vibrator is recommended.	
INTENDED USE	The construction of models for bridges and crowns, inlays and removable dies. Mechanical mixing under vacuum is recommended.	
STORAGE AND TRANSPORT	Store containers in a dry, well-ventilated place, protected from humidity.	