

FICHA TÉCNICA

RETENEDOR LINGUAL		
REFERENCIAS	L00001	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Acme Monaco Corporation 75 Winchell Road New Britain, CT 060502 USA www.acmemonaco.com	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, Directiva 93/42/CEE.	
DESCRIPCIÓN	Es un tipo de retenedor lingual hecho de alambre trenzado que no necesita ser doblado para acomodarse a la anatomía de la superficie lingual. <u>Cuenta con 3 características únicas:</u> - Mayor flexibilidad. Note como los bordes del alambre son más redondeados permitiendo más flexibilidad. La mayor flexibilidad le ayudará a conseguir mejor adaptabilidad a la superficie lingual de los dientes más anteriores. - Mayor resistencia a impactos y mayor resistencia a la tracción. Esto le da al retenedor más poder para absorber fuerzas y resistir roturas obteniendo una baja tasa de fallos. - Superficie más pulida para minimizar el crecimiento de placa.	
ESPECIFICACIÓN	- Grosor de 0,4mm para minimizar la interferencia oclusal. - Ancho de 0,9mm para minimizar que se quede la comida atrapada.	
COMPOSICIÓN	Fabricado en acero inoxidable de grado médico 316L.	
PRESENTACIÓN	91 cm.	
FINALIDAD	Mantener la estabilidad de los dientes después del tratamiento de ortodoncia, especialmente en la región anterior (incisivos inferiores y, en algunos casos, superiores).	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

TECHNICAL DATA SHEET

PROCLINIC TRANSPARENT ARCH COVER		
REFERENCES	L00001	
MANUFACTURER	Acme Monaco Corporation 75 Winchell Road New Britain, CT 060502 USA www.acmemonaco.com	
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device, Directive 93/42/EEC.	
DESCRIPTION	It is a type of lingual retainer made of braided wire that does not need to be bent to accommodate the anatomy of the lingual surface. <u>It has 3 unique features:</u> - Increased flexibility. Notice how the edges of the wire are more rounded allowing for more flexibility. The increased flexibility will help you achieve better adaptability to the lingual surface of the most anterior teeth. - Greater impact resistance and greater tensile strength. This gives the retainer more power to absorb forces and resist breakage resulting in a lower failure rate. - More polished surface to minimize plaque growth.	
SPECIFICATION	- Thickness of 0.4mm to minimize occlusal interference. - Width of 0.9mm to minimize food entrapment.	
COMPOSITION	Made of 316L medical grade stainless steel.	
PACKAGING	91 cm.	
INTENDED USE	Maintain tooth stability after orthodontic treatment, especially in the anterior region (lower and, in some cases, upper incisors).	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	It does not require special storage and transportation conditions.	